

VERMEIREN

Onderhoudshandleiding
Rollators



1 Inhoud

1	Inhoud	1
2	Onderhoud	2
2.1	Onderhoudsfrequentie	2
2.2	Verpakking en opslag.....	2
2.3	Schoonmaken	2
2.3.1	Wielen	2
2.3.2	Zit	3
2.3.3	Kunststof onderdelen.....	3
2.3.4	Frame	3
2.4	Inspectie.....	3
2.5	Disinfectie	4
2.6	Hergebruik	4
2.7	Beëindiging van gebruik.....	4

2 Onderhoud

Uw rollator heeft minimaal onderhoud nodig. Om hem jarenlang probleemloos te blijven gebruiken, raden we wel aan om uw rollator regelmatig te inspecteren.

2.1 Onderhoudsfrequentie

 **VOORZICHTIG** Gevaar voor letsel of beschadiging

Reparaties en vervangingen mogen enkel uitgevoerd worden door opgeleid personeel, en enkel originele onderdelen van Vermeiren mogen hierbij gebruikt worden.

i De onderhoudsfrequentie hangt af van de frequentie en intensiteit van gebruik. Neem contact op met uw vakhandelaar om een tijdschema vast te leggen voor nazicht/onderhoud/reparatie.

Voor ieder gebruik

Kijk de volgende punten na:

- Alle onderdelen: aanwezig en niet beschadigd of versleten.
- Alle onderdelen: schoon, zie §2.3.
- Wielen, handgrepen, zit, rug (indien van toepassing): stevig bevestigd.
- Staat van de wielen, zie §2.3.1.
- Staat van de remmen: goed werkend.
- Staat van de frameonderdelen: geen vervorming, instabiliteit, zwakte of losse verbindingen.
- Zit (indien van toepassing): geen overmatige slijtage (bijv. gedeukte plekken, schade of scheuren).

Contacteer uw vakhandelaar voor eventuele reparaties of vervanging van onderdelen.

Jaarlijks of vaker

Laat uw rollator nakijken en onderhouden door uw vakhandelaar, ten minste één keer per jaar of vaker (zie §2.4). De minimale onderhoudsfrequentie is afhankelijk van het gebruik en moet daarom besproken worden met uw vakhandelaar.

2.2 Verpakking en opslag

Om de rollator te verpakken of te bewaren, dienen volgende instructies te worden gevolgd:

- Zorg ervoor dat uw rollator droog wordt bewaard om schimmel of schade aan de bekleding te voorkomen (temperatuur tussen +5° C en +40° C, luchtvochtigheid tussen 30% en 70%).
- Bescherm door voldoende afdekking of verpakking tegen roest en binnendringen van vreemde voorwerpen (bijv. zout water, zeelucht, zand, stof).
- Sla alle gedemonteerde onderdelen duidelijk op (eventueel labelen), opdat bij het monteren achteraf geen verwarring met andere producten mogelijk is.
- Alle componenten moeten onbelast worden opgeslagen (geen te zware voorwerpen op de rollatoronderdelen leggen, nergens tussen klemmen, ...).

2.3 Schoonmaken

2.3.1 Wielen

i De goede werking van de remmen hangt af van de staat van de banden, die onderhevig zijn aan slijtage en verontreiniging (water, olie, modder,...).

Houd de wielen vrij van draden, haar, zand en vezels.

2.3.2 Zit

- Reinig de zit met een doek die met warm water is bevochtigd. Let op dat de zit niet te vochtig wordt gemaakt.
- Bij hardnekkige vlekken kunt u gebruik maken van een gangbaar schoonmaakmiddel.
- Vlekken kunt u verwijderen met een sponsje of een zachte borstel.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen zoals oplosmiddelen, en gebruik geen harde borstels of scherpe objecten.
- Reinigen met stoom- en/of hogedrukreinigers is niet toegestaan.

2.3.3 Kunststof onderdelen

Reinig alle kunststofonderdelen van uw rollator met een gangbaar reinigingsmiddel voor kunststof. Lees ook de speciale productinformatie. Gebruik alleen een zachte borstel of zachte spons. Voorbeelden van kunststofonderdelen zijn handvatten, banden enz.

2.3.4 Frame

Door de hoogwaardige oppervlaktebehandeling is een optimale corrosiebescherming gegarandeerd. Wanneer de buitenste coating door krassen e.d. is beschadigd, kan u deze laten repareren door uw vakhandelaar.

Gebruik voor het schoonmaken alleen warm water en algemeen verkrijgbare huishoudelijke reinigingsmiddelen, evenals zachte borstels en doeken. Let op dat er geen vocht in de buizen komt.

2.4 Inspectie

De volgende controles dienen minstens te worden uitgevoerd en gedocumenteerd door geautoriseerde personen:

- Controle van het frame en het kruiswerk op plastische vervorming, scheurtjes en slechte werking.
- Visuele controle op beschadiging van de verf (gevaar op corrosie).
- Functiecontrole van de wielen (vrijloop, rechtlijnigheid, asspeling, toestand van de velgen, enz.).
- Controle of de schroefverbindingen goed aangedraaid zijn.
- Controle van de hoeveelheid smering op de metalen verbindingstukken van de beweegbare onderdelen.
- Toestand en grip van de geleiders en de assen bij de stuurwielen.
- Visuele controle van alle kunststof onderdelen op scheuren en breekbare punten.
- Controle op de werking van de zit en rug (vergrendeling, belasting, vervorming, slijtage door belasting).
- Controleer de werking van alle verstelsystemen, bedieningshendels en instelschroeven.
- Werking van andere afneembare onderdelen (bv. rug, mandje, enz.).
- Werking van de kabels (plooiën, binnendringen van vreemde voorwerpen), bedieningshendels en instelschroeven.
- Volledige levering, gebruiksaanwijzing aanwezig?

Laat het onderhoud alleen in het onderhoudsplan opnemen wanneer minstens de hierboven vermelde aspecten zijn gecontroleerd.

2.5 Disinfectie



VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel of beschadiging

- Ontsmetting mag enkel worden uitgevoerd door getraind personeel. Neem contact op met uw vakhandelaar.
- Draag gepaste beschermkledij. Het desinfectiemiddel kan bij contact met de huid irritaties veroorzaken. Houd hiervoor ook rekening met de productinformatie van de betreffende oplossingen.

Alle onderdelen van de rollator kunnen schoon worden gemaakt met een algemeen, huishoudelijk ontsmettingsmiddel.

Alle maatregelen van de desinfectie van revalidatiemiddelen, hun componenten of andere accessoires worden bijgehouden in het registratieformulier. Dit journaal bevat minstens de volgende gegevens:

Datum van de desinfectie	Oorzaak	Specificatie	Stof en concentratie	Handtekening
--------------------------	---------	--------------	----------------------	--------------

Tabel 1: Voorbeeld desinfectiejournaal

Afkortingen voor de gegevens:

V = Vermoeden van infectie

IF = Infectie

W = Herhaling

I = Inspectie

Voor meer informatie over ontsmetting kunt u contact opnemen met uw vakhandelaar. Hij/Zij helpt u graag verder.

2.6 Hergebruik

Voor ieder hergebruik moet de rollator gedesinfecteerd, geïnspecteerd en onderhouden worden volgens de instructies in deze handleiding.

2.7 Beëindiging van gebruik

Aan het eind van de levensduur dient u uw rollator af te voeren volgens de lokale milieuwetgeving. U kunt best de rollator demonteren om transport van recycleerbare materialen te vergemakkelijken.

Contacteer uw lokale centrum voor afvalverwerking, of bezorg het product terug aan uw vakhandelaar. Hij kan het terugsturen naar de fabrikant die het op een correcte manier kan verwerken en recycleren.

Verpakkingsmateriaal kan bij de betreffende plaatsen en recyclage-instellingen, of bij uw vakhandelaar, afgegeven worden.



Vermeiren GROUP NV
Vermeirenplein 1 / 15
2920 Kalmthout
BE

website: www.vermeiren.com

Instructies voor de vakhandelaar

Deze handleiding is deel van het product en dient bij iedere product te worden geleverd.

Versie: A, 2020-01

Alle rechten, inclusief vertaling, voorbehouden.

Niets uit deze handleiding mag geheel of gedeeltelijk in enige vorm (druk, fotokopie, microfilm of ieder ander procedé) zonder de schriftelijke toelating van de uitgever worden gereproduceerd of met behulp van elektronische systemen worden verwerkt, gekopieerd of verspreid.