

User manual

MANUEL D'UTILISATION
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K OBSLUZE

Gemini 2



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Voorwoord	2
1 Uw product	3
1.1 Accessoires	3
2 Voor gebruik	4
2.1 Beoogd gebruik	4
2.2 Gebruikte symbolen	4
2.3 Algemene veiligheidsmaatregelen	4
2.4 Transport	5
2.5 De rolstoel monteren/demonteren	5
2.6 Opslag	6
3 Uw rolstoel gebruiken	7
3.1 De remmen bedienen	7
3.2 Aanpassingen voor comfort	7
3.3 Transfer in en uit de rolstoel	12
3.4 Rijden met de rolstoel	12
4 Onderhoud	13
4.1 Tijdstippen voor onderhoud	13
4.2 Onderhoudsinstructies	13
4.3 Probleemoplossing	14
4.4 Verwachte levensduur	14
4.5 Hergebruik	14
4.6 Beëindiging van gebruik	14
4.7 Garantie	14
5 Technische specificaties	15

Voorwoord

Proficiat! U bent eigenaar van een Vermeiren-rolstoel!

Deze rolstoel werd vervaardigd door gekwalificeerd en toegewijd personeel. Hij werd ontworpen en geproduceerd volgens hoge kwaliteitsnormen, bewaakt door Vermeiren.

Lees deze handleiding zorgvuldig door: het zal u helpen om vertrouwd te raken met de bediening, mogelijkheden en beperkingen van uw rolstoel. Als u hierna nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw vakhandelaar. Hij/Zij zal u met plezier verder helpen.

Belangrijke opmerking

Om uw veiligheid te garanderen, en om de levensduur van uw product te verlengen, raden we u aan om er goed zorg voor te dragen en om regelmatig nazicht en onderhoud te laten uitvoeren.

Deze handleiding houdt rekening met de recentste productontwikkelingen. De Firma Vermeiren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan dit type product door te voeren zonder verplicht te zijn om voordien geleverde producten aan te passen of te vervangen.

Afbeeldingen van het product worden gebruikt om de instructies in deze handleiding te verduidelijken. Details van het afgebeelde product kunnen afwijken van uw aangekochte product.

Beschikbare informatie

Op onze website <http://www.vermeiren.com/> kan u steeds de meest recente versie terugvinden van de informatie in deze handleiding. Contacteer deze website regelmatig voor mogelijke updates.

Mensen met een visuele beperking kunnen de elektronische versie van deze handleiding downloaden en laten voorlezen door een tekst-naar-spraak programma.



Gebruiksaanwijzing

Voor de gebruiker en vakhandelaar



Installatiehandleiding

Voor de vakhandelaar



Onderhoudshandleiding voor rolstoelen

Voor de vakhandelaar



EC-conformiteitsverklaring

1 Uw product



1. Duwbeugel
2. Rug
3. Veiligheidsgordel
4. Zit
5. Voetsteun
6. Voetplaat
7. Stuurwielen (voorwielen)
8. Aandrijfwielen (achterwielen)
9. Remmen
10. Frame
11. Locatie identificatieplaat

1.1 Accessoires

Volgende accessoires zijn beschikbaar voor de Gemini 2:

- Regenhoes
- Kap
- Beenbedekking
- Voetfixatiestrips
- Zijkussens
- Onderdelen voor stabilisatie en steun

Neem contact op met de vakhandelaar voor meer informatie over andere accessoires. Hij geeft u graag advies.

2 Voor gebruik

2.1 Beoogd gebruik

In dit hoofdstuk wordt kort beschreven wat het beoogde gebruik van uw rolstoel inhoudt. Bijkomende relevante waarschuwingen worden gegeven bij de instructies in andere hoofdstukken. Op deze manier proberen we u te waarschuwen voor mogelijk verkeerd gebruik.

- Indicaties en contra-indicaties: De rolstoel kan geduwd worden door een begeleider of ouder. De rolstoel is bedoeld voor kinderen met een beperking of een bewegingsstoornis als gevolg van hersenletsel. Dankzij de modulaire opzet kan u een optimaal ontwerp selecteren dat past bij de specifieke noden van uw kind.
- De rolstoel kan zowel binnenshuis als buiten gebruikt worden.
- De rolstoel is ontworpen voor het transport van 1 kind met een maximum gewicht zoals gespecificeerd in §5. Het is niet bedoeld om goederen of objecten te vervoeren, noch voor enig ander gebruik dan hiervoor beschreven.
- Gebruik enkel accessoires en reserveonderdelen die werden goedgekeurd door Vermeiren.
- Lees eerst alle technische details en limieten van uw rolstoel in §5.
- De garantie op dit product is gebaseerd op normaal gebruik en onderhoud zoals beschreven in deze handleiding. De garantie vervalt bij schade die werd veroorzaakt door verkeerd gebruik of gebrek aan onderhoud.

2.2 Gebruikte symbolen



Maximum gewicht van de gebruiker in kg



Gebruik voor binnen en buiten



Maximale veilige helling in ° (graden)



Type aanduiding

2.3 Algemene veiligheidsmaatregelen

- Als begeleider, gebruik de rolstoel niet indien u onder invloed bent van alcohol, medicijnen of andere substanties die uw rijvermogen verminderen.
- Houd er rekening mee dat sommige onderdelen van uw rolstoel zeer warm of koud kunnen worden door omgevingstemperatuur, de zon of verwarmingstoestellen. Wees daarom voorzichtig bij het aanraken. Draag beschermende kleding bij koud weer. Bij buitengebruik kunnen rijhandschoenen de grip op de aandrijfhoepels verbeteren.
- Wijzig uw rolstoel op geen enkele manier
- Let erop dat bij het gebruik van de aandrijfwielen geen voorwerpen en/of lichaamsdelen tussen de spaken terechtkomen. Dit kan immers letsel en/of schade aan de rolstoel veroorzaken.

Houd er rekening mee dat uw rolstoel, afhankelijk van de gebruikte instelling, bij sommige diefstalsystemen interferentie kan geven. Hierdoor kan het winkelalarm in werking gesteld worden.

Indien zich een ernstig incident heeft voorgedaan met uw product, breng dan Vermeiren of uw gespecialiseerde dealer op de hoogte, evenals de bevoegde autoriteit in uw land.

2.4 Transport

2.4.1 Uit de weg zetten

De beste manier om de rolstoel te dragen is om gebruik te maken van de wielen en zo de rolstoel verder te rollen.

Als dit niet mogelijk is (bv. wanneer de achterwielen verwijderd zijn voor transport in de auto), grijp de rolstoel stevig vast aan de voorzijde van het frame en de handgrepen. Gebruik de voetsteunen of de wielen niet om de rolstoel vast te nemen.

2.4.2 Transport per voertuig, als bagage

 **WAARSCHUWING** Gevaar voor letsel

Gebruik de rolstoel NIET als zit in een voertuig, zie het symbool.

Gebruik nooit dezelfde veiligheidsriem voor de passagier en rolstoel/toiletstoel.



1. Vouw de rolstoel tot zijn meest compacte formaat volgens de instructies in §2.5.
2. Bewaar de rolstoel en zijn wielen in het bagagecompartiment of achter de passagiersstoel. Als de bagage- en passagierscompartimenten NIET van elkaar gescheiden zijn, bevestig dan het frame van de rolstoel stevig aan het voertuig.

2.5 De rolstoel monteren/demonteren

 **WAARSCHUWING** Gevaar voor letsel

Houd uw vingers weg van de bewegende onderdelen van de rolstoel.

Om de rolstoel te vouwen:

1. Gebruik de centrale rem om te voorkomen dat de rolstoel beweegt, zie §3.1.
2. Trek aan de rode hendel onder de voorkant van de zit (1). U kan de hendel vinden door de opening in de beensteunbekleding of door de bekleding omhoog te klappen.
3. Til de voorkant van de zit omhoog en trek de zit in zijn geheel naar voren. U kan de zit nu van het frame halen.
4. Trek de onderdelen (2) aan beide zijden naar boven totdat het bovenframe ontgrendeld is.
5. Duw de duwbeugel (3) naar voren om het frame op te vouwen.
6. Laat het frame rusten op de achterwielen en de framebuis. Nu kan het frame volledig worden opgevouwen.
7. Draai de duwbeugel naar beneden, zie §3.2.9.
8. Indien nodig, verwijder alle accessoires van de zit en vouw de rug naar beneden.



Om de rolstoel te ontvouwen:

1. Neem de duwbeugel (3) en beweeg deze naar boven om het frame open te vouwen.
2. Draai het frame zodat de voor- en achterwielen op de grond staan.
3. Beweeg de duwbeugel naar achteren om het frame volledig open te vouwen.
4. Zorg ervoor dat de onderdelen (2) over de onderframebuis klikken en dat het frame is vastgemaakt.
5. Draai de duwbeugel in de gewenste positie, zie §3.2.9.
6. Neem de zit erbij en vouw de rug open indien nodig.
7. Installeer eerst de achterkant van de zit*: de twee metalen haken dienen geplaatst te worden over de stang van het onderframe die het verst weg is van de voorkant van de zit.
8. Wanneer de achterkant van de zit correct geplaatst is, kan de voorkant makkelijk vergrendeld worden door hem naar beneden te duwen. Er is een klik te horen.
9. Zorg ervoor dat de zit goed vastgemaakt is aan de onderframe.
10. Verstel de zit zodat het comfortabel is voor uw kind en installeer eventuele accessoires die werden verwijderd voor transport (zie §3.2).

*De zit van Gemini 2 kan geïnstalleerd worden met het kind naar voor gericht of naar u toe gericht terwijl u rijdt. Voor beide opties gelden dezelfde instructies.



Het is ook mogelijk om de zit niet te verwijderen en de Gemini 2 op te vouwen. Denk eraan om eerst alle accessoires en steunen weg te halen vooraleer de rug naar voor te vouwen.

2.6 Opslag



Zorg ervoor dat uw rolstoel droog wordt bewaard om schimmel of schade aan de bekleding te voorkomen, zie hoofdstuk 5.

3 Uw rolstoel gebruiken



VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel en/of beschadiging

- Lees eerst de voorgaande hoofdstukken en informeer uzelf over het beoogde gebruik. Gebruik uw rolstoel NIET voordat u alle instructies gelezen en begrepen heeft.
- Als u nog vragen heeft of als u ergens aan twijfelt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw lokale vakhandelaar, zorgverlener, of technisch adviseur om u te helpen
- Houd tijdens gebruik en verstelling uw vingers, gespen, kledij en juwelen uit de buurt van de wielen of bewegende onderdelen.


3.1 De remmen bedienen



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel

- De remmen dienen niet om af te remmen tijdens het rijden. Gebruik de rem enkel om te vermijden dat de rolstoel in stilstaande positie wegrolt.
- De werking van de remmen wordt beïnvloed door slijtage en vervuiling van de banden (water, olie, slijk, ...). Controleer voor elk gebruik de staat van de banden.
- De remmen zijn instelbaar en kunnen verouderen. Controleer voor elk gebruik de goede werking van de remmen.
- Zorg ervoor dat alvorens de remmen los te zetten, de rolstoel vlak staat. Los nooit beide remmen tegelijk.



De remmen van Gemini 2 worden bediend met de centrale remhendel:

- Duw de centrale rem in richting (1) om de rem te activeren.
- Door de centrale rem in richting (2) te duwen, wordt de rem gedeactiveerd.



3.2 Aanpassingen voor comfort




WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel en/of schade

Zorg ervoor dat alle aanpassingen stevig vastgemaakt werden voor gebruik.

3.2.1 Zitinclinatie

1. Duw de hendel (3) aan de zijkant van de duwbeugel in.
2. Duw de voorkant van de zit omlaag/hef deze omhoog tot de gewenste inclinatie.
3. Laat de hendel los.



3.2.2 Ruginclinatie

Zitbreedte 32:



1. Maak de hendel (4) aan de achterkant van de rug los.
2. Duw of trek de rugbuizen in de gewenste positie (van opgevouwen positie - gemakkelijk voor transport - tot liggende positie: 0° - 45°). De rug stopt automatisch wanneer de maximale inclinatie bereikt wordt.
3. Zet de hendel (4) terug vast.
4. Controleer dat de rug terug goed is vastgemaakt.

Zitbreedte 40:

1. Trek de pen (5) uit.
2. Trek of duw aan de rug tot de gewenste hoek (6 verschillende posities in stappen van 8°) is bereikt. De rug stopt automatisch wanneer de maximale inclinatie bereikt wordt.
3. Laat de pen (5) los.
4. Controleer dat de rug terug goed is vastgemaakt.


Er is een extra boring voorzien die voorkomt dat de rug terug naar de verticale positie gaat wanneer de rug tegen de zit is opgevouwen (voor transport).



3.2.3 Rughoogte

Neem de bekleding weg om de rughoogte aan te passen.

1. Maak de twee vleugelmoeren (6) aan de achterkant van de rug los.
2. Beweeg het bovenste gedeelte (hoofdsteun) (7) van de rug naar boven of beneden tot de gewenste rughoogte is bereikt.
3. Draai de twee schroeven en vleugelmoeren (6) terug goed vast met de hand.



3.2.4 Voetsteun inclinatie



1. Draai de hendels (8) aan beide zijden los.
2. Verstel de voetsteun tot de gewenste positie (traploos; bereik 83° voor zitbreedte 32, bereik 85° voor zitbreedte 40).
3. Draai beide hendels (8) terug vast.
4. Controleer of de voetsteun terug goed is vastgemaakt.

3.2.5 Voetsteun lengte (enkel voor zitbreedte 32)





De voetsteun kan in 4 verschillende lengtes versteld worden (stappen van 30 mm):

1. Verwijder beide blokkeerpennen (9).
2. Schuif de voetplaat omhoog/omlaag tot de gewenste positie.
3. Blokkeer de voetplaat terug met de blokkeerpennen (9).
4. Controleer of de voetplaat terug goed is vastgemaakt.

3.2.6 Aparte voetsteunen (optioneel)


De hoek van de aparte voetsteunen (10) kan in verschillende posities worden versteld (Zitbreedte 32: 5 posities, stappen van 10° – Zitbreedte 40: 4 posities, stappen van 8,5°)

1. Maak de vleugelschroeven (11) los aan de onderkant van de voetplaat.
2. Draai de voetsteunen (10) in de gewenste positie.
3. Draai de vleugelschroeven (11) terug vast.
4. Zorg ervoor dat de voetsteunen terug goed zijn vastgemaakt.



3.2.7 Zijsteunen (optioneel)

Hoofdpelotten




Breedte aanpassen:

1. Maak de twee gekartelde knoppen (12) aan de achterkant van de rug los.
2. Beweeg de hoofdpelot (13) naar binnen of buiten tot de gewenste positie (traploos, bereik 25 mm aan iedere kant).
3. Draai de twee gekartelde knoppen (12) terug vast.
4. Controleer dat de pelot (13) terug goed is vastgemaakt.
5. Herhaal deze instructies voor de andere pelot (13).

Hoogte aanpassen:

1. Maak de twee gekartelde knoppen (12) aan de achterkant van de rug los.
2. Beweeg de hoofdpelot (13) naar boven of beneden tot de gewenste hoogte (traploos, bereik 30 mm).
3. Draai de twee gekartelde knoppen (12) terug vast.
4. Controleer dat de pelot (13) terug goed is vastgemaakt.
5. Herhaal deze instructies voor de andere pelot (13).



Hoogte aanpassen:


1. Maak de twee gekartelde knoppen (14) aan de zijkant van de pelot los.
2. Beweeg de hoofdpelot (15) naar boven of beneden tot de gewenste hoogte (traploos, bereik 25 mm).
3. Draai de gekartelde knoppen (14) terug vast.
4. Controleer dat de pelot (15) terug goed is vastgemaakt.
5. Herhaal deze instructies voor de andere pelot.

Diepte aanpassen:


1. Maak de twee gekartelde knoppen (14) aan de zijkant van de pelot los.
2. Beweeg de hoofdpelot (15) naar voren of achteren tot de gewenste diepte (traploos, bereik 22,5 mm).
3. Draai de twee gekartelde knoppen (14) terug vast.
4. Controleer dat de pelot (15) terug goed is vastgemaakt.
5. Herhaal deze instructies voor de andere pelot.

Rugpelotten hoogte

De rugpelotten (16) kunnen in 2 posities geplaatst worden (40 mm bereik). Til de pelot een beetje naar boven tot het los komt van de rug. Plaats het in de gewenste positie door de schroeven (17) in de gaten van de rug te steken. Herhaal voor de andere pelot.



3.2.8 Abductieklos (optioneel)



De abductieklos (18) wordt bevestigd met behulp van twee vleugelmoeren (19). De abductieklos kan gemakkelijk worden verwijderd na het losdraaien van de vleugelmoeren (19).

De abductieklos kan naar voor/achter versteld worden over een bereik van 115 mm.

3.2.9 Positie van de duwbeugel

Druk de knoppen (18) op het scharnier van de duwbeugel gelijktijdig in en plaats de beugel in de gekozen stand. Door het loslaten van de knoppen (18) op de scharnieren wordt de duwbeugel vanzelf in de gekozen stand geblokkeerd.



3.3 Transfer in en uit de rolstoel



VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel en/of schade

- Ga niet op de voetplaten staan.
- 1. Plaats de rolstoel zo dicht mogelijk bij de stoel, zetel of bed van/naar waar u zich wilt verplaatsen.
- 2. Zorg dat beide remmen van de rolstoel aan staan.
- 3. Verplaats het kind van of naar de rolstoel.
- 4. Maak de veiligheidsgordel vast.

3.3.1 Correcte positie in de rolstoel

Enkele aanbevelingen om comfortabel van uw rolstoel gebruik te maken:

- Plaats uw zitvlak zo dicht mogelijk bij de rug.
- Zorg dat uw bovenbenen horizontaal zijn. Stel eventueel de lengte van de voetsteunen bij.

3.4 Rijden met de rolstoel



VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel of beschadiging

- Voor gebruik, zorg ervoor dat:
 - de parkeerremmen goed werken.
 - de remmen in goede staat zijn, §4.
- Vermijd dat uw vingers gekneld raken tussen de wielspaken.
- Rijd NIET op hellingen, hindernissen, treden of stoepranden die groter zijn dan beschreven in hoofdstuk 5.
- Wanneer u stopt op een (kleine) helling, gebruik dan de remmen.
- Zorg ervoor dat alle vier wielen de grond raken wanneer u op of af een helling rijdt.
- Pas op als de weg gaten of spleten heeft waardoor de wielen kunnen vastlopen.
- Vermijd stenen en andere objecten die de wielen kunnen blokkeren.
- Zorg ervoor dat de voetplaten de grond niet raken bij het nemen van een obstakel.
- Bevestig de veiligheidsgordel.
- Houd steeds rekening met de draaicirkel van de voetplaat om te voorkomen dat voorbijgangers verwond raken, of dat objecten beschadigd raken.
- Trappen mogen enkel genomen worden met behulp van twee begeleiders.

3.4.1 Rijden met uw rolstoel:

De rolstoel kan enkel bediend worden door een begeleider:

1. Neem de duwbeugel vast.
2. Zet de remmen los.
3. Duw de rolstoel.
4. Voor zitbreedte 40: Gebruik de tiphulp op het onderstel om obstakels te overwinnen.

4 Onderhoud

4.1 Tijdstippen voor onderhoud

**VOORZICHTIG**

Gevaar voor letsel of beschadiging

Reparaties en vervangingen mogen enkel uitgevoerd worden door opgeleid personeel, en enkel originele onderdelen van Vermeiren mogen hierbij gebruikt worden.



De onderhoudsfrequentie hangt af van de frequentie en intensiteit van gebruik. Neem contact op met uw vakhandelaar om een tijdschema vast te leggen voor nazicht/onderhoud/reparatie.

Voor ieder gebruik

Kijk de volgende punten na:

- Alle onderdelen: aanwezig en niet beschadigd of versleten.
- Alle onderdelen: schoon, zie § 4.2.2.
- Wielen, rugsteun, zit, kuitsteunen, armsteunen, voetplaat: stevig bevestigd.
- Staat van de wielen, zie § 4.2.1.
- Staat van de frameonderdelen: geen vervorming, instabiliteit, zwakte of losse verbindingen.
- Zit, rugsteun, armleggers, kuitsteunen en hoofdsteun (indien van toepassing): geen overmatige slijtage (bijv. gedeukte plekken, schade of scheuren).
- Remmen: onbeschadigd en werkend

Contacteer uw vakhandelaar voor eventuele reparaties of vervanging van onderdelen.

Jaarlijks of vaker

Laat uw rolstoel nakijken en onderhouden door uw vakhandelaar, ten minste één keer per jaar of vaker. De minimale onderhoudsfrequentie is afhankelijk van het gebruik en moet daarom besproken worden met uw vakhandelaar.

4.2 Onderhoudsinstructies

4.2.1 Wielen en banden



De goede werking van de remmen hangt af van de staat van de banden, die onderhevig zijn aan slijtage en verontreiniging (water, olie, modder,...).

Houd de wielen vrij van draden, haar, zand en vezels.

Kijk het profiel van de banden na. Als de profieldiepte minder dan 1 mm bedraagt, moeten de banden vervangen worden. Contacteer hiervoor uw vakhandelaar.

Pomp de banden op volgens de correcte spanning (zie drukindicatie op de banden).

4.2.2 Schoonmaak

VOORZICHTIG

Gevaar voor beschadiging door vocht

- Gebruik nooit een tuinslang of hogedrukreiniger om de rolstoel schoon te maken.

Veeg alle harde onderdelen van de rolstoel schoon met een vochtig doek (niet doorweekt). Indien nodig, gebruik een milde zeep die geschikt is voor vernis en synthetische materialen.

De bekleding kan schoon worden gemaakt met lauw water en een milde zeep. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

4.2.3 Ontsmetting

VOORZICHTIG

Gevaar voor beschadiging

- Ontsmetting mag enkel worden uitgevoerd door getraind personeel. Neem contact op met uw vakhandelaar.

4.3 Probleemoplossing

Ook wanneer u de rolstoel correct gebruikt, is het toch mogelijk dat er een technisch probleem optreedt. Neem in dat geval contact op met uw vakhandelaar.



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel of beschadiging aan de rolstoel

- Probeer NOOIT zelf uw rolstoel te repareren.

De volgende tekenen kunnen wijzen op een ernstig probleem. Neem daarom steeds contact op met uw vakhandelaar als u een van de volgende afwijkingen opmerkt:

- Vreemde geluiden;
- Oneven bandenslijtage op een van de banden;
- Schokkerige bewegingen;
- De rolstoel buigt af naar één kant;
- Beschadigde of kapotte wielmontages;

4.4 Verwachte levensduur

De gemiddelde levensduur van uw rolstoel is 5 jaar. De levensduur zal toenemen of afnemen afhankelijk van de gebruiksfrequentie, rijomstandigheden en onderhoud.

4.5 Hergebruik

Voor ieder hergebruik moet de rolstoel ontsmet, geïnspecteerd en onderhouden worden volgens de instructies in §4.1 en §4.2.

4.6 Beëindiging van gebruik

Op het einde van de levensduur moet u de rolstoel vernietigen volgens de lokale milieuwetgeving. De beste manier om dit te doen, is de rolstoel te demonteren om het vervoer van de recycleerbare onderdelen te vergemakkelijken.

4.7 Garantie

De garantie op dit product is onderhevig aan de algemene voorwaarden van ieder land, zoals u kan raadplegen op onze website.

5 Technische specificaties

Onderstaande technische gegevens zijn enkel geldig voor deze rolstoel, met standaard instellingen en optimale omgevingscondities. Houd bij gebruik rekening met deze details.

Deze waarden zijn niet meer van toepassing als uw rolstoel werd gewijzigd, of wanneer hij beschadigd of ernstig versleten is.

Tabel 1: Technische specificaties

Merk	Vermeiren
Type	Manuele rolstoel
Model	Gemini 2

Beschrijving	Zitbreedte 32	Zitbreedte 40
Maximale massa gebruiker	35 kg	50 kg
Totale lengte inclusief voetsteun	950 mm	1060 mm
Effectieve zitbreedte	320 mm	400 mm
Totale breedte	620 mm	690 mm
Totale hoogte	1200 mm	1275 mm
Lengte dichtgevouwen	820 mm	930 mm
Breedte dichtgevouwen	620 mm	690 mm
Hoogte dichtgevouwen	460 mm	560 mm
Totaal gewicht	18 kg	27 kg
Gewicht zwaarste onderdeel	Zit: 7,2 kg	Zit: 13,55 kg
Effectieve zitdiepte	300 - 360 mm	360 - 420 mm
Zithoogte aan voorzijde	510 mm	510 mm
Zithoek	-25° - +30°	-25° - +30°
Rughoogte	520 - 640 mm	650 - 770 mm
Rughoek	0° - 45°	0° - 40°
Afstand tussen zit en voetsteun	250 - 340 mm	315 - 400 mm
Hoek tussen zit en voetsteun	2,5° - 85,5°	3° - 88°
Afstand tussen armsteun en zit	200 mm	200 mm
Afstand voorzijde armsteun	235 mm	310 mm
Horizontale afstand van de as (uitwijking)	230 mm	150 mm
Minimale draaicirkel	Voetplaat opgeklapt: 1200 mm Voetplaat omlaag: 1480 mm	Voetplaat opgeklapt: 1620 mm Voetplaat omlaag: 1850 mm
Diameter achterwielen	295 x 50 mm	
Bandendruk, achter (aandrijf)wielen	Max. 2.5 bar	
Diameter stuurwielen	200 x 40 mm	
Bandendruk, voor (stuur)wielen	Max. 2.5 bar	
Opslag en gebruikstemperatuur	+ 5 °C - + 41 °C	
Opslag en gebruiksluchtvochtigheid	30% - 70%	

**We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen te introduceren.
Meettolerantie ± 15 mm / 1,5 kg / 1,5°**



Service registration form

This product (name):

was inspected (I), serviced (S), repaired (R) or disinfected (D):

By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp): Kind of work: I / S / R / D Date:



Vermeiren GROUP
Vermeirenplein 1 / 15
2920 Kalmthout
BE

website: www.vermeiren.com

Instructies voor de vakhandelaar

Deze handleiding is deel van het product en dient bij iedere product te worden geleverd.

Versie: E, 2022-11

Basic UDI: 5415174 122103Gemini 2 9D

Alle rechten, inclusief vertaling, voorbehouden.