

## Technische Daten Inovys

Gesamtbreite	Sitzbreite	Höhe Armlehnen	Sitzhöhe	Gesamthöhe	Gesamtlänge	Sitztiefe	Rückenhöhe	Sitzwinkel	Rückenwinkel	Beinstützwinkel	Benutzer-Gewicht
60	40						50				
65	45	19-28	45-52	103	110	42-48	56	0°/-21°	35°	19°/113°	max. 135 kg
71	51						56				

Maße in cm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (1,5cm, 1,5kg und 1,5°) sind möglich.

### Der Rollstuhl muss sich ihnen anpassen, nicht umgekehrt!

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen - und nicht umgekehrt! Daher sind unsere Rollstühle modular. Sie lassen sich individuell anpassen, verfügen über zahlreiche Optionen und unser Zubehör lässt sich untereinander austauschen. Dies ist das Ergebnis unserer zielstrebigem Entwicklung und von mehr als 50 Jahren Erfahrung.

### Ihre Qualitätsgarantie

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.


#### Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a  
D-40472 Düsseldorf  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 211 94 27 90  
Fax: +49 (0) 211 65 36 00  
Mail: [info@vermeiren.de](mailto:info@vermeiren.de)  
Site: [www.vermeiren.de](http://www.vermeiren.de)

#### Vermeiren Suisse S.A.

Hühnerhubelstraße 64  
Postfach  
CH-3123 Belp - Schweiz  
Tel.: +41 (0) 31 812 17 00  
Fax: +41 (0) 31 812 17 02  
Mail: [info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)  
Site: [www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



#### L. Vermeiren Ges.m.b.H.

Winetzhammerstraße 10 - A-4030 Linz - Österreich  
Tel.: +43 (0) 732 37 13 66 - Fax: +43 (0) 732 37 13 69  
Mail: [info@vermeiren.at](mailto:info@vermeiren.at) - Site: [www.vermeiren.at](http://www.vermeiren.at)



**VERMEIREN**  
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.

# Inovys

MULTIFUNKTION IN  
NEUER DIMENSION

