

Caractéristiques techniques EZ-1

largeur totale	largeur siège	hauteur accoudoir	hauteur siège	hauteur totale	longueur totale	profondeur siège	hauteur dossier	angle d'assise	angle de dossier	repose pieds	poids utilisateur
60	39										
63	42										
66	45										
69	48	19-29	49-62	102	118,5	43-52	50-60	-5°/+15°	30°	19°/113°	max.150
72	51										
75	54										
78	57										

Dimensions en cm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 1,5 cm et 1,5 kg

Votre fauteuil roulant doit s'adapter à vous. Et non l'inverse.

Le fauteuil roulant a évolué pour devenir un auxiliaire moderne personnalisable. Désormais, esthétique et fonctionnalité vont de paire. Le constructeur de fauteuils roulants Vermeiren joue un rôle décisif dans cette évolution.

Notre principe de base est: votre fauteuil roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nous avons adopté une conception modulaire. Tous nos fauteuils sont adaptables et s'accompagnent tous d'un grand nombre d'accessoires interchangeables. C'est le fruit de recherches poussées et d'une expérience acquise en plus de 50 ans d'activité.

Votre garantie de qualité.

Sur le plan qualitatif, le fauteuil EZ1 répond aux normes les plus rigoureuses arrêtées par divers instituts d'essai dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays européens.

S.A. Vermeiren S.A.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique

Tel. : +32 (0)3 620 20 20
Fax: +32 (0)3 666 48 94


www.vermeiren.be - info@vermeiren.be



VERMEIREN

Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.



E.R.: N.V. Vermeiren, Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgique 04/2007



EZ-1

FAUTEUIL DE SOINS ET DE MAINTIEN



