

Liftzetel

Ontario - Vancouver - Montreal



Ontario



Vancouver












Montreal



Ontario



Technische gegevens Liftzetel

									
	totale breedte	zitbreedte	hoogte armsteun	zithoogte	totale hoogte	totale lengte	zitdiepte	rughoogte	gewicht
Vancouver	73	45	14	50	109	92	50	65	56 kg
Montreal	79	45	18	50	109	92	53	65	58 kg
Ontario	81	45	18	46	112	92	50	75	57 kg

Afmetingen in cm, gewicht in kg - Afwijkingen in maten en gewicht (1,5 cm en 1,5 kg) zijn mogelijk





Ontario

De liftzetel Ontario biedt u een optimaal comfort aan in uw eigen vertrouwde omgeving. Met een eenvoudige druk op de afstandsbediening kan u languit neerliggen en comfortabel ontspannen. Vier wielen onderaan zijn voorzien om de zetel makkelijk te verplaatsen. Wanneer u de




in- of uitstapfunctie gebruikt worden de voorste wielen van de grond getild zodat de stoel, bij het in- of uitstappen, zich niet kan verplaatsen. Extra ondersteuning voor de benen die automatisch mee inclineren wanneer u de rug verstelt.

Kleuren



Vancouver - Montreal

De liftzetels Vancouver en Montreal zijn, evenals de Ontario, ideale ontspanningszetels. Leverbaar in verschillende kleuren en structuren voor een perfecte samengang met uw interieur. Deze modellen kunnen kort bij de muur worden geplaatst (10 cm) en toch nog volledig inclineren. De voetplaat inclineert steeds eerst zodat u comfortabel televisie kan kijken zonder volledig neer te moeten liggen.



N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.be - info@vermeiren.be



VERMEIREN
Grensverleggend in mobiliteit

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

