













Technische informatie Inovys

 totale breedte	 zitbreedte	 hoogte armsteun	 zithoogte	 totale hoogte	 totale lengte	 zieldiepte	 rughoogte	 verstelling zit	 verstelling rug	 verstelling beensteunen	 gewicht gebruiker
63	39 tot 44						50				
68	45 tot 49	19-28	45-52	103	110	41-47	56	0°/-15°	0°/-30°	19°/113°	max.120 kg
71	50 tot 54						56				

Afmetingen in cm, gewicht in kg - Afwijkingen in maten en gewicht (1,5 cm en 1,5 kg) zijn mogelijk

De rolstoel moet aan u aangepast worden, niet omgekeerd

De rolstoel is geëvolueerd naar een modern, individueel aanpasbaar hulpmiddel. Esthetiek en praktisch nut gaan hand in hand. In die evolutie speelt rolstoelenfabrikant Vermeiren een belangrijke rol. Ons basisprincipe is: de rolstoel moet aan u aangepast worden en niet omgekeerd. Vandaar dat onze rolstoelen modulair zijn. Alle rolstoelen kunnen aangepast worden, hebben talrijke toebehoren en alle mogelijkheden zijn onderling verwisselbaar. Dat is het resultaat van onze doorgedreven research en meer dan 51 jaar ervaring.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet de Serenys aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten in de meeste Europese landen.

N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.com - info@vermeiren.be



VERMEIREN
Grensverleggend in mobiliteit

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.



V.U.: N.V. Vermeiren N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - België - 08/2008



Inovys

VERZORGINGSROLSTOEL



