

Forest 3 initial

LE + VERMEIREN
La technologie du Forest 3
dans un fauteuil épuré

FAUTEUIL ÉLECTRONIQUE - MIXTE

Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure, le Forest 3 initial est une version épurée de son grand frère le Forest 3 dont il conserve les principaux points forts facilitant notamment le franchissement d'obstacle.

Son palonnier avant lui permet de garder les 4 roues au sol malgré des dénivelés allant jusque 10 cm tout en ayant une tenue de route irréprochable. Il est présenté dans une version 6 km/h et équipé d'une commande LiNX LE.

LiNX™ ACCESS
Wheelchair Control System

L.E. System :

- Ergonomie permettant stabilité et confort du poignet
- Boutons d'actions situés vers l'utilisateur pour éviter toutes manipulations involontaires d'un tiers

C73
vert

Existe en version dossier fixe ou inclinable



Dossier réglable en tension

Commande LiNX LE facile d'utilisation

Accoudoirs rabattables, réglables en hauteur, en profondeur en largeur et en inclinaison avec mémoire de position


Repose-pieds réglables, amovibles vers l'extérieur

Palettes de repose-pieds inclinables

Palonnier avant articulé



2x12V-80Ah 2x220W 6 km/h 50km 9° 100 1320



595	400	242-350	430-480	420-520	560	275-395	1185	133,5	130
610	450	242-350	(sur commande)	420-520	560	275-395	1185	133,5	130
650	500	242-350		420-520	560	275-395	1185	133,5	130