

# Aufstehsessel

Ontario I & II



Ontario I

Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.



Ihre Mobilität ist unser Anliegen

# Technische Daten Aufstehsessel

										
	Gesamtbreite	Sitzbreite	Höhe Armlehnen	Sitzhöhe	Gesamthöhe	Gesamtlänge	Sitztiefe	Rückenhöhe	Gewicht	Belastbarkeit
Ontario I	800	465	150	500	1160	840	450	695	49,6	150
Ontario II	845	480	140	500	1145	960	530	670	53,3	150

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkel (1,5mm / 1,5kg / 1,5°) sind möglich.



## Ontario I & II

Der Aufstehsessel ONTARIO I & II bietet Ihnen in erster Linie einen optimalen Ruhe- und Liegekomfort. Mit der Handbedienung können Sie Ihre gewünschte Sitzposition, die Position der Beinauflage sowie die Liffunktion zum mühelosen Aufstehen stufenlos verändern.

Der Sessel ist in ansprechenden Farben (Stoff & Skai) lieferbar und lässt sich mit seiner klassischen Optik in jedes Umfeld integrieren.

Optional: Armauflagen



Ontario II

## Farben Ontario



## Ihre Qualitätsgarantie

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.

## Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Schweiz

Tel.: +41 (0) 33 335 14 75  
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: [info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)  
Site: [www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)



**VERMEIREN**  
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

