



**V500**  
**ACTIVE**

Notre héritage de la série V  
**rendu actif**



**VERMEIREN**  
we care for you

## LÉGÈRETÉ : À PARTIR DE 11,9 KG

Grâce à nos efforts, nous avons réussi à créer un modèle exceptionnellement léger, pesant 11,9 kg. Ce résultat remarquable illustre notre engagement envers l'innovation et la fourniture d'un fauteuil roulant qui non seulement a l'air dynamique, mais offre également une mobilité et une facilité d'utilisation améliorées.



## V500 ACTIVE


Présentation de **la chaise roulante V500 Active**, basée sur le concept à succès de la famille V500. Ce modèle de pointe apporte une pléthore d'options et d'accessoires, répondant à divers besoins, y compris les exigences les plus avancées.

Conçu pour une personnalisation ultime de l'utilisateur, le V500 Active offre une grande configurabilité, garantissant un ajustement parfait pour chaque individu. Embrassant une esthétique active et moderne, il plaît à ceux qui recherchent une apparence élégante et dynamique.


Découvrez la fusion idéale de confort et d'adaptabilité que l'on trouve dans un fauteuil roulant standard, combinée de manière transparente avec l'élégance et l'agilité d'un fauteuil pliant actif. Le V500 Active atteint l'équilibre parfait, offrant une solution de mobilité inégalée qui permet aux utilisateurs de s'acquitter de leurs tâches quotidiennes.



**ANGLE D'ASSISE RÉGLABLE :**  
0° - 10°



**HAUTEUR D'ASSISE RÉGLABLE :**  
44\* - 47 - 50 - 53 CM



**PROFONDEUR D'ASSISE RÉGLABLE :**  
42 TO 48 CM



**REPOSE-PIEDS AMOVIBLES, REPLIABLES  
VERS L'INTÉRIEUR ET  
VERS L'EXTÉRIEUR**

*\*Nécessite des roues arrière de 22"*



## HAUTEUR DU DOSSIER

- 30 cm
- 35 cm
- 40 cm

## POIGNÉES À POUSSER : 5 SOLUTIONS

- Poignées de poussée - fixes (12 cm)
- Poignées de poussée - fixes courtes (8 cm)
- Poignées de poussée pliables
- Poignées fixes réglables en hauteur, avec pinces
- Poignées pliables réglables en hauteur, avec pinces



## REPOSE-PIEDS

- Les repose-pieds et les repose-jambes sont proposés dans une gamme variée de solutions, répondant aux diverses exigences des utilisateurs et s'adaptant à leurs besoins changeants au fil du temps.

## FREINS

A pousser



Sport



## ACCOUDOIRS

Les accoudoirs sont disponibles dans une gamme d'options, allant des protections latérales en aluminium élégantes aux accoudoirs pratiques, réglables et amovibles conçus pour un confort optimal.

- B82S - Protège-vêtements (standard)
- B82 - Garde-boue sur protège-vêtements
- Bi5 - Accoudoir amovible réglable en hauteur
- Bi5A - Garde-boue incurvé amovible réglable en hauteur
- Bi5SA - Garde-boue droit amovible réglable en hauteur

## ROUES

- 11 solutions de roues arrière
- 21 solutions de roues avant
- Pour trouver votre juste équilibre entre poids, confort et budget.





## COULEURS DISPONIBLES

Adoptez un spectre de couleurs ! Chaque nuance que nous avons soigneusement sélectionnée reflète non seulement votre humeur, mais définit également notre mode de vie.

Débloquez la possibilité de choisir parmi une variété de teintes, vous permettant de personnaliser votre fauteuil roulant et d'incarner véritablement votre unicité.



C86 Gris carbone



C79 Bleu clair



C89 Cuivre



C85 Vert clair



C76 Blanc

## Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	590 - 620 - 640 - 660 - 680 - 700 mm
■ Hauteur totale (pliée, dépend de la hauteur d'assise)	740 - 840 mm
■ Longueur totale	975 - 1035 mm
■ Largeur pliée	310 mm
■ Largeur d'assise	390 - 420 - 440 - 460 - 480 - 500 mm
■ Partie la plus lourde	7,5 kg

■ Hauteur d'assise	440* - 470 - 500 - 530 mm
■ Hauteur dossier	300 - 350 - 400 mm
■ Profondeur siège	420 - 440 - 460 - 480 mm
■ Poids (sans coussin)	From 11,9 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE

\*Nécessite des roues arrière de 22". Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg  
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

## S.A. VERMEIREN S.A.

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
Belgique

[www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be)  
[info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

