

385

Table de chevet sur roues

La table de chevet, type 385, fonctionne parfaitement en combinaison avec votre lit. Equipée de roulettes avec freins assurant la stabilité lorsque vous voulez lire ou manger avec la table étendue au-dessus de votre lit. Equipée d'une armoire et d'un tiroir avec 1 étagère pour vous assurer d'avoir toujours un accès facile aux choses dont vous pourriez avoir besoin la nuit.



modèle 8002932

largeur totale	470 mm
longueur totale	585 mm
hauteur totale	915 mm
tablette	670 x 360 x 20 mm
roues	4
freins	2
dimensions de tiroir	375 x 420 x 140 mm
dimensions armoire	400 x 470 x 645 mm
étagère	1
poids	36,5 kg
charge maximale sur table	10 kg
couleurs	hêtre ou oxyde

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg - Sous réserve de modifications techniques



modèle 8002802



S.A. VERMEIREN S.A. - Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout - Belgique
Tel.: +32 (0)3 620 20 20 - Fax: +32 (0)3 666 48 94 - info@vermeiren.be - website: www.vermeiren.be
Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Pour plus de mobilité