

Quadri-Light

ROLLATOR



Gesamtbreite	650 mm
Sitztiefe	200 mm
Sitzbreite	450 mm
Sitzhöhe	610 mm
Höhenverstellbare Schiebegriffe	805 - 930 mm
Gesamtlänge	700 mm
Gesamtgewicht	7,25 kg
Max. zulässiges Benutzergewicht	130 kg
Räder (vorne / hinten)	(8") 200 x 40 mm (7") 178 x 40 mm
Farben	metallisches Rot - metallisches Silber

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (1,5mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.

Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

Vermeiren Schweiz AG - Eisenbahnstrasse 62 - 3645 Gwatt (Thun) - Schweiz

Tel.: +41 (0) 33 335 14 75 - Fax: +41 (0) 33 335 14 67 - info@vermeiren.ch - www.vermeiren.ch



Ihre Mobilität ist unser Anliegen