

Lits

Le lit Luna combine élégance et haute qualité. Il est équipé d'origine de 4 parties électriques contrôlables par télécommande, et de barrières latérales en bois. Une potence est également prévue pour plus de confort.


LUNA BASIC

largeur: 1030 mm
longueur: 2150 mm
hauteur min.: 400 mm
hauteur max.: 805 mm
inclinaison relève-buste: 83°
plicature genoux: 31,7°
inclinaison relève-jambes: -14,8°
poids utilisateur: 140 kg



LUNA

largeur: 1030 mm
longueur: 2150 mm
hauteur min.: 400 mm
hauteur max.: 805 mm
inclinaison relève-buste: 83°
plicature genoux: 31,7°
inclinaison relève-jambes: -14,8°
poids utilisateur: 140 kg




385

largeur: 460 mm
longueur: 590 mm
longueur (table dépliée): 1250 mm
hauteur: 910 mm
poids: 35 kg



PRATIC

largeur: 1030 mm
longueur: 2080 mm
hauteur min.: 360 mm
hauteur max.: 790 mm
inclinaison relève-buste: 83°
plicature genoux: 31,7°
inclinaison relève-jambes: -14,8°
poids utilisateur: 135 kg



LUNA DELUXE

largeur: 1030 mm
longueur: 2150 mm
hauteur min.: 400 mm
hauteur max.: 805 mm
inclinaison relève-buste: 83°
plicature genoux: 31,7°
inclinaison relève-jambes: -14,8°
poids utilisateur: 140 kg



LUNA ULTRALOW

largeur: 1030 mm
longueur : 2240 mm
hauteur min.: 200 mm
hauteur max.: 600 mm
inclinaison relève-buste: 83°
plicature genoux: 31,7°
inclinaison relève-jambes: -14,8°
poids utilisateur: 140 kg

377

hauteur: 650 - 940 mm
longueur: 810 mm
largeur: 430 mm
plié: 570 x 850 mm
grande tablette: 620 x 410 mm
charge grande tablette: max. 10 kg

