

D100

Standard-Rollstuhl

Der Rollstuhl D100 ist eine hervorragende Kombination zwischen Technik, Komfort und VERMEIREN-Qualität.

Der D100 ist Ihr idealer kompakter Leichtgewichtrollstuhl.

Vollständig faltbar mit vielen Anpassungsmöglichkeiten.





Standard

- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Abklappbare und abnehmbare Armlehnen
- Höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen
- Abklappbare und abnehmbare Fussstützen
- Sitzhöhe in 3 Positionen verstellbar
- Integrierte Achsrückverlagerung

Optionen

Der **D100** kann mit verschiedenen Optionen erweitert werden. Bitte konsultieren Sie Ihren Fachhändler.

Farbe

C29

grau

Technische Informationen

■ Gesamtbreite*	580/600/620/640/660/680/700/720 mm
■ Gesamthöhe	880-940 mm
■ Gesamtlänge	1010 mm
■ gefaltet	300 mm
■ Sitzbreite	380/400/420/440/460/480/500/520 mm
■ Armlehnenhöhe	220-240 mm

* CH-Version mit Begleitpersonenbremsen
+ 15 mm / 1,6 kg

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle evolutionär und bieten eine passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Rollstühle können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es für jede Person den passenden Rollstuhl gibt. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **D100** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.

■ Sitzhöhe	470-530 mm
■ Rückenhöhe	420 mm
■ Sitztiefe	430 mm
■ Gewicht*	18 kg
■ Maximales Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	 

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**

VERMEIREN
we care for you