



Standardausführung
mit Trommelbremse

V100 XL

Schwerlast - Rollstuhl

Steckachsen für einfache und
schnelle Entfernung der Räder

3 Armpolstertiefen

Abklappbare und
abnehmbare Armlehnen

Abklappbare und
abnehmbare
Fußstützen

Schiebebügel
serienmässig



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Angaben V100 XL

Gesamtbreite *	Sitzbreite	gefaltet	Rückeneigung	Höhe Armlehnen	Sitzhöhe	Gesamthöhe	Gesamtlänge	Sitztiefe	Rückenhöhe	max. Belastbarkeit
740	530	375	5°	220-240	470-530	890-950	1060	490	380	170
770	560									
810	600									

Gewicht	max. Steigung	max. Gefälle	Bodenfreiheit	Wendekreis	Räder vorne	Räder hinten
21,4	9°	7°	60	1515	200	22" - 24"

* Gesamtbreite mit Trommelbremse + 30 mm

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (1,5 mm und 1,5kg) sind möglich

Modell V100 XL

Der V100 XL ist ein Standardrollstuhl mit erhöhter Belastbarkeit für temporäre oder permanente Verwendung mit verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten:

- einstellbare Sitzhöhen
- 3 Sitzbreiten
- 3 Armpolstertiefen
- Belastbarkeit: 170 kg
- eine umfangreiche Zubehörpalette

Farben



Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen, nicht umgekehrt.

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen - und nicht umgekehrt! Daher sind unsere Rollstühle modular. Sie lassen sich individuell anpassen, verfügen über zahlreiche Optionen und unser Zubehör lässt sich untereinander austauschen. Dies ist das Ergebnis unserer zielstrebigem Entwicklung und von mehr als 60 Jahren Erfahrung.

Ihre Qualitätsgarantie

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.

Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

Tel.: +41 (0) 33 335 14 75
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.