

# 286i

## ROLLATOR

Largeur	600 mm
Longueur (uitgekapt)	680 mm
Largeur siège	420 mm
Hauteur siège	560 mm
Freins	Frein multifonction
Pente maxi	utiliser sur une surface plane
Poids	9 kg
Incl. panier + tablette	9,85 kg
Poids utilisateur	130 kg
Charge maxi du panier	5 kg
Roues	Ø 190 mm x 45 mm
Couleur	bleu

Sous réserve de modifications techniques.  
Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg



**N.V. Vermeiren N.V.** - Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout - Belgique  
Tél.: 00 32 (0)3 620 20 20 - Fax: 00 32 (0)3 666 48 94 - info@vermeiren.be - website: www.vermeiren.be  
Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Pour plus de mobilité