



630	400-450								
680	450-500	460/495/530	990-1060	550-585	0°-21°	0°-54°	460-520	1010-1050	135
730	500-550								

Dimensions en mm, poids en kg * Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15mm, 1,5kg et 1,5°

INOVYS II

Evo



Quelques options disponibles :

Pour d'avantage d'options consultez le bon de commande sur www.vermeiren.fr



Tablette
(2 modèles disponibles)



T30 (Kit Poussette)



Manchettes gouttières
(plusieurs modèles disponibles)



Cale-tronc
(disponibles en 2 tailles)

Prescription médicale :

- Fauteuil roulant à propulsion manuelle, pliant à dossier inclinable.
- Vermeiren INOVYS Code LPP : 9110240
- + 1 coussin de siège Code LPP : 9322366 ou coussin anti escarres code LPP 1231233/1262713
- + 1 coussin de dossier Code LPP : 9322366
- + 1 appui tête Code LPP : 9322290
- + 2 repose-jambes articulés Code LPP : 9322337

Pour plus d'informations, contactez votre revendeur :

VERMEIREN
we care for you*

www.vermeiren.fr



* nous prenons soin de vous

photos non-contractuelles • codes LPP donnés à titre indicatif

LE PREMIER DOSSIER AU GALBE AJUSTABLE !!

réglage sur 4 cm de chaque côté !!



Réglage vers l'extérieur

desserez la vis du haut ①

réglez en serrant ou desserrant la vis du bas ②

verrouillez la position en resserrant la vis du haut ①

Réglage vers l'intérieur

desserez la vis du bas ②

réglez en serrant ou desserrant la vis du haut ①

verrouillez la position en resserrant la vis du bas ②



Visionnez la vidéo :



Inclinaison du dossier seul ou de l'assise et du dossier simultanément par vérins d'assistance.

Inclinaison de 0° à 54°.

Les vérins d'assistance permettent plus de précision et plus de confort et de facilité pour l'accompagnant.



Existe aussi en version INOVYS II-E EVO avec inclinaison électrique de l'assise et du dossier ou du dossier seul

Nouveau design moderne, s'intègre parfaitement dans un intérieur.



Entièrement réglable pour assurer un maximum de confort à son utilisateur.

A Appui-tête réglable en inclinaison, en hauteur et en profondeur. Équipé de maintiens latéraux réglables.

B Poignées de poussées réglables en hauteur. Idéal pour l'accompagnant.

C Dossier et assise anatomiques. Dossier réglable en hauteur, profondeur et au niveau du galbe.

D Accoudoirs ultra-confortables amovibles réglables en largeur, en hauteur et en profondeur.

E Repose-jambes réglables en longueur, largeur, profondeur et inclinaison avec réglage indépendant des coussins.