

Eco-Light II

Déambulateur



L'ECO-Light II est un déambulateur pliable à 4 roues. Ce déambulateur est équipé d'un panier à provisions amovible, d'un siège souple et d'un support de béquille. Une barre pliante offre un soutien supplémentaire en position assise. De plus, ce déambulateur est équipé de freins de stationnement sur les poignées réglables en hauteur. Pliable et prêt pour le transport en quelques secondes.

largeur totale	615 mm
profondeur siège	305 mm
largeur siège	355 mm
hauteur siège	560 mm
hauteur totale	800 - 930 mm
longueur totale	695 mm
poids total	7,5 kg
poids utilisateur max.	120 kg
roues (avant/arrière)	8 x 1 ^{1/4} (ø 200 mm)
couleur(s)	gris

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 1,5 mm et 1,5 kg - Sous réserve de modifications techniques



S.A. VERMEIREN S.A. - Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout - Belgique
Tél.: +32 (0)3 620 20 20 - Fax: +32 (0)3 666 48 94 - info@vermeiren.be - website: www.vermeiren.be
Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



Pour plus de mobilité