

Express

FAUTEUIL ÉLECTRONIQUE - INTÉRIEUR

Fauteuil électronique équipé de repose-pieds, d'accoudoirs réglables en hauteur et en largeur. Roues avant 200 x 50 et roues arrière 12^{1/2} x 2^{1/4}. Moteur 2 x 150 W et batteries 38A/h.

LE + VERMEIREN

Démontage facile et rapide

LINX™ ACCESS

Wheelchair Control System

L.E. System :

- Ergonomie permettant stabilité et confort du poignet
- Boutons d'actions situés vers l'utilisateur pour éviter toutes manipulations involontaires d'un tiers



Fauteuil très compact une fois plié, ce qui facilite le transport

Repose-pieds réglables, amovibles vers l'intérieur et l'extérieur



Batteries démontables et séparables

C29
gris

Barre de poussée



Commande facile d'utilisation



Ceinture de sécurité

Palettes repose-pieds inclinables



2x12V-38Ah 2x150W 6 km/h 18 km 7° 15 1400
2x12V-50Ah 25 km

Large choix d'accessoires et options.



580 390
610 420
630 400 440
650 min. 225 max. 315
690 500
430
430
400-520
950
67
90

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°



EXPRESS