

# 286B

## ROLLATOR

Breite	605 mm
Länge (ausgeklappt)	645 mm
Sitzbreite	400 mm
Sitzhöhe	610 mm
Höhe Schiebegriffe	770 - 1010 mm
Bremse	Multifunktionsbremse
Gewicht	8,95 kg
Inkl. Korb + Tablett	9,5 kg
Benutzergewicht	130 kg
Max. Belastung Korb	5 kg
Räder	190x47
Farbe	C59 - karbongrau

Technische Änderungen vorbehalten. Abweichungen bei Maßen und Gewicht (1,5 mm und 1,5 kg) sind möglich.



**Vermeiren Schweiz AG** - Eisenbahnstrasse 62 - 3645 Gwatt (Thun) - Schweiz  
Tel.: +41 (0) 33 335 14 75 - Fax: +41 (0) 33 335 14 67 - [info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch) - [www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)  
Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen