

Gehe nie ohne dein Verdeck



Geschützt bei allen Wetterbedingungen

Das ultimative 4-Jahreszeiten-Verdeck für Ihren Scooter



VERMEIREN
we care for you

Verdeck für Scooter. REDESIGNED.



Egal bei welchem Wetter, das **MOVÖ Verdeck** schützt Sie vor der Sonne, aber auch vor anderen Wetterbedingungen. Die Kombination aus Schutzgewebe gegen Regen, Windschutzscheibe und Sonnenblende, schützt vor Kälte und Wind.

Einfach zu montieren, einfach zu installieren, und von tadelloser Designqualität, schützt das MOVÖ Verdeck vor Sonne, Regen, Kälte und Wind und sorgt gleichzeitig für eine optimale Belüftung der Kabine.

Erweitern Sie die Nutzung Ihres Fahrzeugs.

Eine längere Saison

Holen Sie Ihr Fahrzeug im Frühjahr aus dem Haus und verlängern Sie Ihre Scooter-Saison dank des Schutzes vor Kälte und Wind. Erhöhen Sie die Anzahl Ihrer Ausfahrten auch bei unsicherem Wetter.

Haben Sie keine Angst davor weit weg von zu Hause schutzlos in Regen zu geraten. Dank des versenkbaren Verdecks.

Ein Verdeck das sich im Kürze in eine Kabine verwandeln lässt.

Dank der einziehbaren Technik muss das Vordach nicht immer heruntergelassen werden. Je nach Wetterlage können Sie die Position wählen, die Ihnen am besten zusagt. Sie haben die Wahl: Verdeck oder Kabine.



Schnelle Montage

Sie können das MOVÖ Verdeck in kurzer Zeit montieren oder demontieren.



Einfache Montage

Auf unserer Website finden Sie eine ausführliche Montageanleitung und ein genaues Montagevideo, so dass Sie das Verdeck in weniger als 15 Minuten montieren können. Nach der Montage kann die Installation in kurzer Zeit abgeschlossen werden.



Kompakte Bauweise

Die Breite des MOVÖ Verdecks beträgt 74 cm, so dass es durch alle Öffnungen passt, auch durch kleine Innentüren.



Sehr leicht

Mit einem Gesamtgewicht von 8.7 kg kann das MOVÖ Verdeck leicht von einer Person montiert werden

Bei jedem Wetter

Das MOVO Verdeck schützt Sie in erster Linie vor der Sonne aber auch vor anderen Wetterbedingungen.

Die Kombination aus Regenschutzgewebe, Windschutzscheibe und Sonnenblende schützt auch vor Kälte und Wind.



Für Ihren Scooter

Dank der ausgeklügelten Montage mit der Kupplung unter dem Sitz ist das MOVO Verdeck mit den meisten Modellen von **VERMEIREN** Mobilitätsrollern* kompatibel.

** Kompatibel mit den Modellen Ceres, Carpo und Mercurius. Wenden Sie sich an Ihren Händler um die neusten technischen Informationen zu erhalten.*

Tadelloses Design



Das MOVO Verdeck ist aus hochwertigem, festen Polycarbonat und Aluminiumguss gefertigt, um das Gewicht zu minimieren und die Haltbarkeit zu verlängern.



Das Herstellungsverfahren sorgt für gutes Design, Qualität und Stabilität.



Die verwendeten Stoffe und Reißverschlüsse sind wasserabweisend, robust und von hoher Qualität. Die eingesetzten Materialien schützen die/den Benutzer und gewährleisten Langlebigkeit.



Die Fenster sind aus nautischem, UV-beständigem Material Güteklasse 3 gefertigt. Die Sicht ist gewährleistet.

moVo
evolution

Distributed by the VERMEIREN Group



Developed in Canada

Developed and designed by Quebec engineers.



Sehr schnelle Installation



Sehr leicht



Exzellente Qualität

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

VERMEIREN ist immer bestrebt, die beste Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Durch die weiterentwickelten Technologien sind wir in der Lage, Ihnen die modernsten Produkte anzubieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **MOVVO** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.



Technische Informationen

■ Gesamtbreite	736 mm
■ Gesamthöhe	965 - 1117 mm
■ Gesamtlänge	1245 mm
■ Länge zusammengeklappt	787 mm
■ Innere Höhe	711 mm
■ Innere Breite	711 mm

■ Innere Tiefe	1346 mm
■ Materialien	Glimmer, nautische Qualität Grad 3 UV-beständig, Gegossenes Aluminium und hochfestes Polycarbonat
■ Waschbar	ja
■ Gewicht	8,7 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**