

# FALCON

Lève-Personne



**VERMEIREN**  
we care for you





### Falcon, le choix de la sécurité

Un mix parfait entre sécurité et technologie. Falcon permet de transférer les patients facilement et confortablement. Les 2 freins assurent le blocage des roues pour une sécurité optimale durant le transfert. Grâce à sa conception, les manœuvres du Falcon deviennent fluides pour le patient et l'accompagnant.



Protection en néoprène sur la barre de préhension et 4 crochets pour une meilleure stabilité.



Poignées de poussée ergonomique



Contrôleur avec indicateur d'état de la batterie



Seulement 48 secondes entre la position la plus basse et la position la plus haute



Indicateur d'état de la batterie



Avertissement sonore lorsque la batterie est très faible

### Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, **Falcon** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.

### Des produits conçus pour vous

**VERMEIREN** fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.



Démontable pour faciliter le transport et le stockage




## Sangles en option

### STANDARD

Disponible en  
M - L - XL (tailles en mm)


	A	B	C	D
M	780	400	450	300
L	840	450	500	360
XL	910	510	560	440



### CONFORT

Disponible en  
M - L - XL (tailles en mm)


	A	B	C	D	E
M	780	400	450	300	390
L	840	450	500	360	410
XL	910	510	560	440	420



### HYGIÉNIQUE

Disponible en  
M - L - XL (tailles en mm)


	A	B	C	D
M	780	250	600	300
L	840	260	700	360
XL	910	270	820	440



### Sangles en option - tissu



Polyéthylène



Net Polyester

## Caractéristiques techniques

■ Position la plus profonde du PAC*	509 mm
■ Hauteur maximale du PAC*	1609 mm
■ Plage de levage (portée en hauteur)	1100 mm
■ Longueur totale	1158 mm
■ Largeur totale (fermé)/(ouvert)	565 - 1026 mm
■ Longueur plié	1236 mm

■ Hauteur plié	294 mm
■ Largeur plié	565 mm
■ Rayon de braquage	1188 mm
■ Poids	35 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en cm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg  
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.  
\* PAC = Point d'ancrage central

## S.A. VERMEIREN S.A.

Vermeireplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
Belgique

[www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be)  
[info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

