

# Coraille

SCHALENSITZSYSTEM  
Komfort und Sicherheit



Option **B52**  
Infusionshalter



Option Zweigeteilte  
Fußplatte **B06**

Gepolsterte  
Kopfstütze

5-Punkt-  
Sicherheitsgurt

Als Zubehör erhältlich ist ein leicht abklappbarer Therapietisch aus Holz, der sich in der Tiefe einstellen lässt. Eine schnelle Montage und Demontage ist gewährleistet. Auch bei Neigung der Sitzschale bleibt der Tisch in der Horizontalen.

Fußpedal für die  
Feststellbremse

Die durchgehende Fußplatte mit Federmechanismus bietet dem Nutzer die Möglichkeit, während des Transfers die Füße darauf zu belassen.



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

## Ihre Mobilität ist unser Anliegen

# Technische Daten Coraille



Gesamt-  
breite



Sitz-  
breite



Höhe  
Armlehnen



Sitz-  
höhe



Gesamt-  
höhe



Rücken-  
höhe



Sitz-  
neigung



Sitz-  
tiefe



Gesamtlänge



Gewicht



max.  
Belastbarkeit

720	385	235/255/275	465/490/515	1295	792/812/832	0°/40°	440/460/480	1090-1640	36	120
	405			1320						
	425			1345						
	445									
	485									

Überbreiten im Sonderbau (550, 600 mm)

Abweichungen bei Maßen, Gewicht und Winkeln (1,5 cm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich

Der Schalenstuhl ist serienmäßig ausgestattet mit einem weichen Sitzkissen von 80 mm Dicke. Die Höhe des Rückens und der Armlehnen hängen von der Stärke des Sitzkissens ab (60-80-100mm). Pulverbeschichtete Rahmenrohre mit einem Durchmesser von 32 mm verleihen dem Schalenstuhl eine gute Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen chemische und mechanische Einwirkungen.

## Redesigned

- Die Rückenlehne ist 3 cm höher um grössere Benutzer besser zu stützen.
- Die Form der Wadenstütze ist angepasst, um den Beinen mehr Platz zu geben.
- Um die Reinigung zu erleichtern sind alle Abzüge abnehmbar.



Neigung von  
0° bis 40°



Fußpedal für die  
Feststellbremse



Die Bezüge sind  
vollständig entfernbar

## Farben



**dartex**  
orange



**dartex**  
praline



**dartex**  
prune

## Ihre Qualitätsgarantie

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.

## Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Schweiz  
Tel.: +41 (0) 33 335 14 75  
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: [info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)  
Site: [www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)



**VERMEIREN**  
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

