

# Eco-Light II

## Rollator



Der **Eco-Light II** ist ein faltbarer 4-Rad-Rollator. Er ist mit einem abnehmbaren Korb, einem gepolsterten Sitz und einem Krückenhalter ausgestattet. Eine klappbare Stange bietet zusätzlichen Halt beim Sitzen. Bestückt mit Feststellbremsen und höhenverstellbaren Griffen. Zusammenklappbar und sekundenschnell transportbereit.

Gesamtbreite	615 mm
Sitztiefe	305 mm
Sitzbreite	355 mm
Sitzhöhe	560 mm
Gesamthöhe	800 - 930 mm
Gesamtlänge	695 mm
Gesamtgewicht	7,5 kg
Max. zulässiges Benutzergewicht	120 kg
Räder (vorne / hinten)	8 x 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (ø 200 mm)
Farben	grau

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.



**VERMEIREN Schweiz AG** - Eisenbahnstrasse 62 - 3645 Gwatt (Thun) - Schweiz  
Tel.: +41 (0) 33 335 14 75 - Fax: +41 (0) 33 335 14 67 - [info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch) - [www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)

Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

# Ihre Mobilität ist unser Anliegen