

Forest kids

Compatible iPortal*



LE + VERMEIREN

Le fauteuil enfant tout terrain

FAUTEUIL ÉLECTRONIQUE - MIXTE

- Ajustable aux besoins personnels
- Design attractif
- Performances supérieures en intérieur et extérieur
- Qualité et fiabilité
- Tenue de route et stabilité



C53
orange



C55
inox



C57
rouge



C71
bleu



Appui-tête en option



Poignées réglables en hauteur

Assise et dossier rembourrés

Assise et dossier inclinables par vérins électriques standard

Accoudoirs ajustables en hauteur et largeur

Repose-pieds avec palettes rabattables

Palonnier avant articulé



2x12V-75Ah 2x220W 2x350W 6 km/h 10km/h 30 km 10°/17% 60 1400




Power Buddy

Large choix d'accessoires et options



*iPortal est compatible avec l'ensemble des fauteuils roulant électroniques Vermeiren équipés d'une commande DX2 Basic, DX2 LCD, ou commande spéciale.



650 320 350 370 200-250 530 330-390 350 15° -5°/55° 1000 95 50



Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

FOREST KIDS