

Altitude

SCHALENSITZSYSTEM
Komfort und Sicherheit



Option **B52**
Infusionshalter



Option Zweigeteilte
Fußplatte **B06**



Gepolsterte
Kopfstütze

5-Punkt-
Sicherheitsgurt

Als Zubehör erhältlich ist ein leicht abklappbarer Therapietisch aus Holz, der sich in der Tiefe einstellen lässt. Eine schnelle Montage und Demontage ist gewährleistet. Auch bei Neigung der Sitzschale bleibt der Tisch in der Horizontalen.

Vier Räder
mit Bremse

Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen



Technische Daten **Altitude**



Gesamt-
breite



Sitz-
breite



Höhe
Armlehnen



Sitz-
höhe



Gesamt-
höhe



Rücken-
höhe



Sitz-
neigung



Sitz-
tiefe



Gesamtlänge



Gewicht



max.
Belastbarkeit

710

380

235/255/275

465/490/515

1290

792/812/832

0°/40°

440/460/480

1090-1640

33,9

120

400

420

440

480

Überbreiten im Sonderbau (550, 600 mm)



Die Bezüge sind
vollständig entfernbar



Neigung von
0° bis 40°

Abweichungen bei Maßen, Gewicht und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich

Der Schalenstuhl ist serienmäßig ausgestattet mit einem weichen Sitzkissen von 80 mm Dicke. Die Höhe des Rückens und der Armlehnen hängen von der Stärke des Sitzkissens ab (60-80-100mm). Pulverbeschichtete Rahmenrohre mit einem Durchmesser von 32 mm verleihen dem Schalenstuhl eine gute Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen chemische und mechanische Einwirkungen.

Redesigned

- Die Rückenlehne ist 3 cm höher um grössere Benutzer besser zu stützen.
- Die Form der Wadenstütze ist angepasst, um den Beinen mehr Platz zu geben.
- Um die Reinigung zu erleichtern sind alle Bezüge abnehmbar.

Bezugsfarben



dartex
prune

dartex
orange

dartex
praline

Ihre Qualitätsgarantie

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

Tél.: +41 (0) 33 335 14 75
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.