

# Springer

FAUTEUIL ÉLECTRONIQUE ENFANT

Fauteuil roulant électronique enfant très design permettant un ajustement optimum aux besoins individuels. Le Springer permet une utilisation aisée en extérieur & intérieur. Vous apprécierez l'éclairage LED avant et arrière d'origine, les réglages des accoudoirs, du dossier, des repose-pieds et repose-jambes, de la largeur et profondeur d'assise pour un confort optimum.

Compatible iPortal\*



**LE + VERMEIREN**

Siège et dossier électrique  
et lift d'origine



SPRINGER



**C67**  
orange



Roulettes anti-basculé  
articulées



Eclairage avant  
arrière à LED

- Facilité de manœuvre intérieure et extérieure
- Assise Lift pour un meilleur accès & une meilleure intégration sociale
- Look soigné & hautement configurable

4 amortisseurs  
réglables

Roues lisses à l'avant et grandes  
roues crampons à l'arrière

Garde au sol de 80 mm



2x12V-50Ah

2x220W  
ou  
2x350W

6 km/h  
ou  
10 km/h

23 km

6"/10%

70

1400



Power  
Buddy

Large choix d'accessoires et options



\*iPortal est compatible avec l'ensemble des fauteuils roulant électroniques Vermeiren équipés d'une commande DX2 Basic, DX2 LCD, ou commande spéciale.



600

260-380

160-270

530-810

310-370

370-490

15°

-5/+55°

1010

90

50

# Springer

FACILITE L'INTÉGRATION SOCIALE



## Assise LIFT de 300 mm

- Meilleure interaction sociale
- Facilite l'accès aux endroits difficiles:  
étagères d'école, tableaux,  
armoires,...



Assise LIFT jusqu'à 300 mm



Inclinaison électrique  
du siège et dossier

