

MAXIMALE STABILITEIT VOOR DE KLEINTJES



Speciaal ontworpen voor kinderen

Gevuld met kleine SmartCells voor optimale drukverdeling

Gemaakt voor zorgeloze mobiliteit

De Vicair Junior Vector is ontworpen voor het kinderlichaam. Gebaseerd op de Vicair Vector en gevuld met kleine junior SmartCells om optimale drukverdeling en comfort te bieden. Vooral de uitstekende stabiliteit en positioneer-mogelijkheden van dit kussen worden gewaardeerd. Het kussen biedt een oplossing voor, bijvoorbeeld, kinderen met spieraandoeningen en spasmen.

Met de Vicair Junior Vector is het kind comfortabel, veilig en beschermd tijdens zijn dagelijkse activiteiten.

PRODUCT PERFORMANCE

Huidbescherming / Antidecubitus	▲▲▲▲△
Herverdeling druk	▲▲▲▲▲
Vermindering schuifkrachten	▲▲▲▲△
Microklimaatbeheersing	▲▲▲△△
Schok- en trildemping	▲▲▲▲▲

Positioneren

Laterale stabiliteit	▲▲▲▲▲
Frontale stabiliteit	▲▲▲▲▲
Beperkt onderuit schuiven	▲▲▲▲▲
Manuele aanpassing mogelijk	▲▲▲▲▲
Transfer-gemak	▲▲▲▲△

Onderhoud & Veiligheid

Duurzaamheid	▲▲▲▲▲
Betrouwbaarheid	▲▲▲▲▲
Functiebehoud bij verkeerd gebruik	▲▲▲▲△
Hoeveelheid onderhoud	▲▲▲▲△
Hygiëne	▲▲▲▲△

Functionaliteit & Toepassing

Comfort	▲▲▲▲▲
Laag kussengewicht	▲▲▲▲▲
Beschikbare maten	▲▲▲▲▲
Maximum gebruikersgewicht	▲▲▲▲▲
Lage zithoogte	▲▲▲▲▲
Automatische aanpassing	▲▲▲▲△

TE GEBRUIKEN BIJ

Spasmen, spieraandoeningen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hoogte	9 cm
Gemiddeld gewicht	450 gram
Max. gebruikersgewicht	100 kg

KUSSENMATEN

- Standaard
- Op aanvraag

Inch	CM	breedte				
		10	11	12	13	14
10	25	■	■	■	■	■
11	28	■	■	■	■	■
12	30	■	■	■	■	■
13	33	■	■	■	■	■
14	35	■	■	■	■	■