

Interval XXL

3-motorig - mit Holzumbau
für die häusliche Pflege


Dieses höhenverstellbare Bett kann mittels einer Fernbedienung mühelos in die gewünschte Höhe gebracht werden. Dies erleichtert die Transfers und die häusliche Pflege.



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Daten Interval XXL



1200x2000x120
max. 20 kg

1330
1530

1200
1400

2080

370

805

28,5°

70,5°

-20,5°

240
kg

Maße in mm, Gewicht in kg

Abweichungen bei Maße und Gewicht (15 mm und 1,5 kg) sind möglich

Komfortabel und praktisch

Mit dem Handschaltgerät verstellen Sie problemlos:

- Höhe
- Kopfteil
- Knieknick (das Fussteil kann zusätzlich manuell verstellt werden)

Alle 4 Räder sind einzeln bremsbar
(Option: Zentralbremse)

Das Bett kann ohne Werkzeug in leicht transportierbare Teile zerlegt werden. Seitengitter aus Holz und Aufrichter (Bettgalgen beidseitig montierbar) sind im Preis inbegriffen.

Ästhetisch und pflegeleicht

Die in Holz ausgeführte Kopf- und Fusseite gibt diesem höhenverstellbaren Bett einen häuslichen Charakter. Die warme Ausstrahlung des Holzes verwandelt das Bett in ein Möbelstück, das in jede Umgebung passt. Zudem ist es einfach zu pflegen.

Optionen

- Zwei Paar Holz Seitengitter zum Absenken oder Sichern des Patienten
- Aufrichter mit Trapez- beidseitig montierbar

Ihre Wünsche sind entscheidend

Seit mehr als 60 Jahren ist VERMEIREN ein bedeutender Lieferant von Zubehör für die häusliche Pflege. Dabei streben wir stets nach der Erfüllung Ihrer persönlichen Bedürfnisse. Aus diesem Grund ist jedes unserer Produkte das Ergebnis jahrelanger Erfahrung.

Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

Tel.: +41 (0) 33 335 14 75
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.