

286i

ROLLATOR

Breite	600 mm
Länge (ausgeklappt)	680 mm
Sitzbreite	420 mm
Sitzhöhe	560 mm
Höhe Schiebegriffe	780 - 990 mm
Bremse	Multifunktionsbremse
Max. Neigung	Nur auf ebenem Grund nutzen
Gewicht	9 kg
Inkl. Korb + Tablett	9,85 kg
Benutzergewicht	130 kg
Max. Belastung Korb	5 kg
Räder	Ø 190 mm x 45 mm
Farbe	blau

Technische Änderungen vorbehalten. Abweichungen bei Maßen und Gewicht (1,5 mm und 1,5 kg) sind möglich.



Vermeiren Schweiz AG - Eisenbahnstrasse 62 - 3645 Gwatt (Thun) - Schweiz
Tel.: +41 (0) 33 335 14 75 - Fax: +41 (0) 33 335 14 67 - info@vermeiren.ch - www.vermeiren.ch

Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen