

Four-Light

ROLLATOR



Breite	660 mm
Länge (ausgeklappt)	750 mm
Sitzbreite	450 mm
Sitzhöhe	550 mm
Bremse	Multifunktionsbremse
Max. Neigung	(nach vorn) 15° (rückwärts und seitwärts) 10°
Gewicht	8 kg
Inkl. Korb	8,45 kg
Max. zulässiges Gewicht des Fahrers	130 kg
Max. Belastung Korb	5 kg
Räder	vorne: Ø 200 mm x 35 mm hinten: Ø 175 mm x 35 mm
Farbe	Karbon-Grau

Technische Änderungen vorbehalten.
Maßtoleranzen +/- 1,5 mm / 1,5 kg



Vermeiren Schweiz AG - Eisenbahnstrasse 62 - 3645 Gwatt (Thun) - Schweiz
Tel.: +41 (0) 33 335 14 75 - Fax: +41 (0) 33 335 14 67 - info@vermeiren.ch - www.vermeiren.ch

Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.



Ihre Mobilität ist unser Anliegen