



à partir
de 8 ans

Happy

Modèle HAPPY. Parfait compagnon des petites filles.
Elles apprécieront sa déco et le panier arrière pour transporter les jouets. Nombreuses options disponibles.

- Guidon réglable en hauteur et en inclinaison. Plusieurs types de guidons disponibles.
- Frein V-Brake à l'avant avec position parking.
- Selle réglable en hauteur.
- Châssis bas permettant un franchissement très facile.
- Pignon fixe (conduite marche avant et marche arrière).



ENFANTS - 2215











									
longueur totale	largeur totale	distance sol-selle	distance selle-pédale	franchissement de châssis	hauteur guidon	roues	poids total	poids utilisateur	
1294	648	610-760	480-650	133	827-940	16" x 1,75	16,5	60	



Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°