



V300 XL

Grotere maten

De V300 XL is de extra versie van de V300D. Hij is versterkt voor personen tot 170 kg door het gebruik van een dubbel kruis. De rolstoel is zeer comfortabel en aanpasbaar aan de wensen van de gebruiker en begeleider. De V300 XL is demonteerbaar, wat transport in de wagen vergemakkelijkt.



VERMEIREN
we care for you

Versterkte rolstoel

Optioneel kan deze rolstoel uitgerust worden met een anatomisch zit- en rugkussen, en remmen voor de begeleider.

- ▶ Duwstang
- ▶ Verstelbare zit- en rugleuning
- ▶ Zitkussen en rugleuning in zwart nylon
- ▶ Dubbel kruis voor extra stabiliteit
- ▶ Opvouwbaar

Kleuren

C59

C80



Technische informatie

■ Totale breedte	740 / 770 / 810 mm
■ Totale hoogte	840 - 930 mm
■ Totale lengte	1085 mm
■ Dichtgevouwen breedte	350 mm
■ Zitbreedte	530 / 560 / 600 mm
■ Hoogte armsteunen	220 - 240 mm

Producten voor u ontworpen

Ons basisprincipe is simpel: uw rolstoel moet aangepast zijn aan u, niet andersom. Daarom zijn onze rolstoelen evolutief en bieden ze een passend antwoord op uw specifieke behoeften.

Alle soorten rolstoelen kunnen worden aangepast, hebben talrijke opties, en kunnen volledig worden gepersonaliseerd. Zo is er een rolstoel voor elke persoon. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet **V300 XL** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.



■ Zithoogte	440 - 530 mm
■ Hoogte rug	400 mm
■ Zitdiepte	490 - 530 mm
■ Gewicht	21 kg
■ Maximum gebruikersgewicht	170 kg
■ Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

N.V. VERMEIREN N.V.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.