

# Navix S.U.

Elektronische rolstoelen



De Navix S.U., ofwel Navix Stand Up, is een elektronische sta-op stoel die alle kenmerken van de standaard Navix in zich heeft en uitgebreid werd met een sta-op functie.



Veiligheidsgordel met klittenband

Lengte corrigerende voetplaat

Armsteunen met geheugenfunctie zodat deze steeds hun positie behouden na het inclineren van de stoel.



Volledig wegklapbare knie-vergrendeling

Anti-tipping wieltjes



2x12V-38Ah 2x220W 6 km/u 20 km 15° 50 1750



690 450 min. 260 & max. 350 570 425 500 600 1110 122 130

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

