

# 139

## Chaise percée



Le modèle **139** est une chaise percée à roulettes de haute qualité qui combine un rembourrage facile à nettoyer à un cadre fiable et robuste.

La prise du seau à une main rend les soins plus hygiéniques et plus efficaces pour l'aidant. Les accoudoirs escamotables facilitent le transfert.



**VERMEIREN**  
we care for you



Accoudoirs de confort



Repose-pieds escamotables et amovibles



Roues avec frein pour plus de sécurité



Seau amovible prehensible d'une seule main

## Couleurs

Cadre

Revêtement

Bleu

Noir

## Des produits conçus pour vous

**VERMEIREN** s'efforce toujours de trouver la meilleure solution disponible pour répondre à vos besoins personnels. Au fur et à mesure que la technologie progresse, nous aussi et en tant que tels, nous pouvons vous offrir les produits les plus récents. C'est le résultat de notre recherche continue et de notre expérience depuis 1957.

## Qualité garantie

En ce qui concerne la qualité, le modèle **139** est conforme aux normes les plus élevées, établies par des instituts de test certifiés de renommée mondiale.



Les accoudoirs pivotants facilitent les transferts.

## Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	540 mm
■ Hauteur totale	950 mm
■ Longueur totale	820 mm
■ Hauteur d'assise	528 mm
■ Largeur d'assise	420 mm
■ Hauteur accoudoirs	225 mm

■ Hauteur dossier	390 mm
■ Profondeur d'assise	420 mm
■ Poids	13 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	120 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en cm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg  
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

## S.A. VERMEIREN S.A.

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
Belgique

[www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be)  
[info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

**VERMEIREN**  
we care for you