

Bobby EVO

Leichtgewicht-Transportrollstuhl, faltbar

- faltbare Rückenlehne
- Aufbewahrungstasche auf der Rückseite

- ergonomisch geformte Schiebegriffe
- Feststellbremse

Sicherheitsgurt

gepolsterte und abklappbare Armlehnen

Schlaufen zum schnellen Falten und Tragen des Rollstuhls

nach innen und außen abschwinkbare und in der Länge einstellbare Fußstützen

Bremshebelverlängerung

einstellbare Fersenbänder



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Daten Bobby EVO



Gesamtbreite



Sitzbreite



Höhe Armlehnen



Sitzhöhe



Rückenhöhe



Abstand Fußstützen-Sitz



Sitztiefe



Gesamtlänge



Gewicht



max. Belastbarkeit

490	420	200	490	440	390-420	420	1010	9,60	115
550	480	200	490	440	390-420	420	1010	10	115

Maße in mm, Gewicht in kg

Abweichungen bei Masse und Gewicht (1,5 mm und 1,5 kg) sind möglich.

Kompakt und leicht

Der **Bobby EVO** ist der ideale Transportrollstuhl - kompakt, leicht und in Sekunden zu falten

- abklappbare Armlehnen
- zwei manuelle Feststellbremsen
- Begleitpersonenbremse
- gepolsterte Armlehnen
- winkelverstellbare Fußplatten
- einstellbare Fersenbänder

Ob im Urlaub, am Flughafen oder im Krankenhaus - mit dem **Bobby EVO** ist der Transport von Punkt A nach Punkt B einfach wie nie zuvor.



Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz
Tel.: +41 33 335 14 75
Fax: +41 33 335 14 67

Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.