

Eagle

Patientenlift




Abb.: Eagle 620



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Angaben Eagle

Modell	max. kg	Tiefste Pos. ZAP	Höhe Pos. ZAP	Gesamtlänge	Breite ungespreizt	Breite gespreizt	Gewicht
Eagle 620	150	728	1740	1115	550	1035	37
Eagle 625	175	766	1840	1290	680	1225	42

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich.



Abb.: Eagle 625



Gestell-Farbe

Ihre Qualitätsgarantie

In Sachen Qualität erfüllen unsere Produkte die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.

Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

Tel.: +41 (0) 33 335 14 75
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch



VERMEIREN

Ihre Mobilität ist unser Anliegen


Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



S T A N D A R D

erhältlich in dem Größen M - L - XL


	A	B	C	D
M	740	370	430	400
L	790	420	480	430
XL	850	480	520	450



K O M F O R T

erhältlich in dem Größen M - L - XL

	A	B	C	D	E
M	750	350	470	270	400
L	820	380	490	400	400
XL	900	430	590	400	400



H Y G I E N E

erhältlich in dem Größen M - L - XL

	A	B	C	D
M	740	220	580	410
L	780	260	660	470
XL	860	310	710	500

