

## Extra optie: LIFT

### 300 mm lift voor een betere SOCIALE INTEGRATIE

De lift stelt me in staat mijn sociale contacten en mobiliteit te verbeteren met de mensen om mij heen.

### 300 mm lift voor een betere TOEGANG

- Keukenkasten
- Geldautomaten
- Bar
- enz...





Ook beschikbaar met **ACHTERWIEL** aandrijving

## Beter manoeuvreren met een compacte voorwielaandrijving

Met de Navix kunnen binnenshuis scherpere bochten worden genomen en zijn obstakels zoals drempels bij de plaatselijke winkel gemakkelijker te overwinnen.

De gebruiksvriendelijke Navix is aanpasbaar aan afzonderlijke behoeften en stelt de gebruiker in staat zich eenvoudig naar bed, bad, toilet, auto enzovoort te verplaatsen.

De compacte Navix past zelfs in een kleine auto, waardoor men nog mobieler is.

Beschikbare zithoogtes: 400/450/500 mm



- Eenvoudig te transporteren in een kleine wagen
- Eenvoudig te (de)monteren
- Totale breedte voor Navix beperkt tot 580 mm



Elektrisch inclineerbare rug en zit



LE besturing - Enkel in basisuitvoering




Optie : BZ7-E Elektronisch regelbare voetsteunen

- Bodemvrijheid van 60 mm
- Voorwielen met profiel: betere grip op oppervlakten buitenshuis



2x12V 38Ah	2x220W	6 km/u	20 km	9°	60	1250
---------------	--------	--------	-------	----	----	------



580	400	260-350	400/450/500	380-500	580	330-400	1010 (945 RWD)	79 kg	130
580	450	260-350	400/450/500	380-500	580	330-400	1010 (945 RWD)	79 kg	130
630	500	260-350	400/450/500	380-500	580	330-400	1010 (945 RWD)	79 kg	130