

Pluo

Duschstuhl

Pluo ist ein komfortabler, hygienischer und moderner Duschstuhl. Sitz und Rückenlehne sind bequem und bestehen aus leicht zu reinigendem Kunststoff.

Durch die spezifische Sitzhöhe kann der Stuhl über die meisten Standardtoiletten gefahren werden. Mit den blauen und weißen Farben wirkt der Pluo zeitgemäß und erfrischend.



Pluo Modell mit 24" Rädern



Pluo Modell mit 5" Rädern



Optionen



Seitenkissen in PU-Material



Toiletteneimer



Sicherheitsgurt




Einstellbare Kopfstütze



Haltebügel



Abnehmbare Gelpads



Einstellbare Sitzhöhe
(515 - 605 mm) nur für
das Modell mit 5" Rädern



Separate Bremsen an
jedem der 4 Räder, nur für
das Modell mit 5" Rädern



Rückenlehne
in PU-Material



Sitz in PU-Material

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

VERMEIREN ist stets bestrebt, die beste verfügbare Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Mit dem nach und nach technologischen Fortschritt können wir Ihnen daher die aktuellsten und neusten Produkte anbieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht das **Pluo** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	570 mm / 668 mm
■ Gesamthöhe	1035 mm
■ Gesamtlänge	720 - 785 mm / 910 - 975 mm
■ gefaltet	X
■ Sitzbreite	480 mm
■ Höhe Armlehnen	225 mm

■ Sitzhöhe	515 mm
■ Höhe Rücken	920 mm
■ Sitztiefe	450 mm
■ Gewicht	9,7 kg / 14 kg
■ Maximales Benutzergewicht	150 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**