

708D

Zeitloser Klassiker

Unter allen manuellen Rollstühlen ist der 708D ein zeitloses Modell, das seit seiner ersten Vorstellung gefragt ist.

Die Armlehnen sind klappbar und abnehmbar und mit einer weichen, extra langen und bequemen Polsterung ausgestattet.

Der Stoff vom Sitz und der Rückenlehne sorgt zusammen mit den Aluminium-Beinauflagen für optimalen Komfort bei der Benutzung dieses Stuhls. Und da es sich um einen modularen Rollstuhl handelt, kann eine breite Palette von Optionen angeboten werden, um den 708D an Ihren persönlichen Bedürfnissen anzupassen.



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.



VERMEIREN
we care for you

Optionen



B31 - Gehstockhalter



B07 - Höhenverstellbare Beinstütze



BK7/BL7 - Stumpfauflage

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle evolutionär und bieten eine passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Rollstühle können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es für jede Person den passenden Rollstuhl gibt. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **708D** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.

Farben

C29

Technische Angaben 708D

■ Gesamtbreite	560 / 590 / 610 / 630 / 650 / 670 mm
■ Breite zusammengeklappt	280 mm
■ Sitzbreite	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
■ Höhe Armlehnen	225 mm
■ Höhe Sitzfläche	490 mm
■ Höhe Rückenlehne	420 mm

■ Gesamthöhe	910 mm
■ Sitztiefe	430 mm
■ Gesamtlänge	1109 mm
■ Gewicht	18 kg
■ Benutzergewicht	120 kg
■ Zusätzliche Informationen	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**

VERMEIREN
we care for you