

ALS ZIJWAARTSE STABILITEIT NODIG IS

Bekkendrempel
beperkt onderuitschuiven



Zijcompartimenten voor
ondersteuning van de
bovenbenen en zijwaartse
stabiliteit

Voorloper van de Vector

Zijwaartse stabiliteit door
twee zijcompartimenten

Comfortabele
positionering

De Positioner is een Vicair klassieker. Het ontwerp biedt stabiliteit tijdens het zitten, door de toepassing van twee zijcompartimenten die over de gehele zijkant van het kussen geplaatst zijn. De bovenbenen en dijbeenknobbels worden zo goed ondersteund. In combinatie met de bekkendrempel zorgt dit voor goede bekkenstabiliteit.

Het ontwerp van en de ervaringen met de Vicair Positioner inspireerde de ontwikkeling en het ontwerp van de populaire Vicair Vector.

PRODUCT PERFORMANCE

Huidbescherming / Anti decubitus	▲▲▲▲△
Herverdeling druk	▲▲▲▲▲
Vermindering schuifkrachten	▲▲▲▲△
Microklimaatbeheersing	▲▲▲△△
Schok- en trildemping	▲▲▲▲▲

Positioneren

Laterale stabiliteit	▲▲▲▲△
Frontale stabiliteit	▲▲▲▲△
Voorkomt onderuitglijden	▲▲▲▲▲
Manuele aanpassing mogelijk	▲▲▲▲▲
Transfer-gemak	▲▲▲▲△

Onderhoud & Veiligheid

Duurzaamheid	▲▲▲▲▲
Betrouwbaarheid	▲▲▲▲▲
Functiebehoud bij verkeerd gebruik	▲▲▲▲△
Hoeveelheid onderhoud	▲▲▲▲△
Hygiëne	▲▲▲▲△

Functionaliteit & Toepassing

Comfort	▲▲▲▲▲
Laag kussengewicht	▲▲▲▲▲
Beschikbare maten	▲▲▲▲△
Maximum gebruikersgewicht	▲▲▲▲▲
Lage zithoogte	▲▲▲▲▲
Automatische aanpassing	▲▲▲▲△

TE GEBRUIKEN BIJ

Ruggenmergletsel, neuromusculaire aandoeningen, hypermobiliteitsyndroom, Ehlers Danlos Syndroom (EDS)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hoogte	6-10 cm
Gemiddeld gewicht	640-820 gram
Max. gebruikersgewicht	250 kg

KUSSENMATEN

- Standaard
- Special

