

Bretagne

Fauteuil de relaxation

Le **Bretagne** est un fauteuil confortable et de détente de **VERMEIREN**. Il peut être placé dans n'importe quelle pièce et donne une atmosphère fraîche et chaleureuse. Le Bretagne est un fauteuil confortable et relaxant, conçu avec un caractère luxueux. Il est entièrement personnalisable à votre propre goût et style, ce qui rend ce siège adapté à tout le monde.

Disponible en brun clair, brun et noir

Dossier anatomique pour une position d'assise correcte

Accoudoirs rembourrés pour plus de confort

Hauteur réglable pour la position de siège parfaite

Inclinaison manuelle du siège et des jambes

Également disponible avec quatre roues

Choix de la couleur de bois de hêtre ou oxyde



Le modèle pris en photo est configuré pour démonstration. Certains équipements peuvent être en option.

Pour plus de mobilité

Information technique Bretagne



620

500

150-210

510
555*1180
1260*

880

480

0-45°

750

32,5
34,7*

130

* avec roues

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 1,5 mm, 1,5 kg et 1,5°.

Confort

Le **Bretagne** peut être commandé avec ou sans roues. Les roues ont des freins pour bloquer la chaise de détente. Par défaut, cette option est équipée d'un support push à l'arrière. La relocalisation du Bretagne peut donc se faire dans tout le confort et la sécurité.

Le **Bretagne** peut être obtenu dans différentes couleurs de bois et d'habillage. Ceux-ci peuvent être combinés selon vos propres goûts. Cela crée le siège idéal pour votre intérieur.



Habillage



brun foncé
cuir artificiel



brun clair
cuir artificiel



noir
cuir artificiel



Chassis



oxyde



hêtre



S.A. Vermeiren S.A.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique
Tél.: +32 (0) 3 620 20 20
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.be - info@vermeiren.be



VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

