



Mesures :



Photos non-contractuelles • Dimensions en mm, poids et kg • Tplérances dimensionnelles et pondérales admises : 15mm, 1,5 kg et 1,5°



Option disponible :



Porte-Béquilles

Prescription Médicale :

4252158
Scoter Electrique Modulaire, Vermeiren, Eris

Pour plus d'informations contactez votre revendeur :

Pour plus de mobilité

www.vermeiren.fr

ER - N.V. Vermeiren N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgique - 03/2019

Eris





Le scooter **ERIS** est un scooter extrêmement polyvalent qui sera aussi à l'aise à l'extérieur grâce à son confort de conduite et sa capacité de franchissement qu'à l'intérieur grâce à sa taille compacte et son rayon de braquage réduit.

- Longueur et largeur réduites, ce qui en fait un des scooters les plus compacts du marché dans sa catégorie et le rend particulièrement maniable en intérieur.
- Moteur puissant idéal pour l'extérieur.
- Siège pivotant avec 2 hauteurs d'assise au choix et dossier rabattable.
- Accoudoirs réglables en largeur et rabattables.
- Éclairage à LED à l'avant et à l'arrière, clignotants, warning et feu de stop.
- Pneumatiques gonflables pour encore plus de confort.
- Guidon ergonomique, commande analogique programmable facile à utiliser.
- Coupe-circuit à l'arrière, idéal notamment pour le transport aérien
- Colonne de direction réglable en inclinaison
- Rétroviseurs inclus de série
- Roulettes arrière de protection



coloris gris argenté



coloris rouge