

Ontario I


FAUTEUIL RELEVEUR

Le fauteuil releveur vous offre dans un premier temps un confort optimal pour vous relaxer et vous permet également de vous aider à passer de la position assise à la position debout sans le moindre effort.

La version 2 moteurs vous permet d'avoir une indépendance totale entre le dossier et le relève-jambes. Vous pouvez ainsi utiliser le relève-jambes sans incliner le dossier, et vis versa.



Ontario II




Housse d'accoudoirs optionnelle



Table 378 disponible

**GARANTIE
2 ANS**



Ontario	800	465	150	500	1160	840	450	695	49,64	150
Ontario II	845	480	140	500	1145	960	530	670	53,34	150



ONTARIO I - II