

# 139

## Toilettenstuhl fahrbar

**Das Modell 139 ist ein fahrbarer Toilettenstuhl, mit stabilem Rahmen und leicht zu reinigenden Polster.**

Die einfache Bedienung ermöglicht eine rasche und hygienische Reinigung. Die abklappbaren Armlehnen erleichtern den Transfer.





**Komfort – Armpolster**



**Beinstützen sind abnehm- und abschwenkbar**



**4 Schwenkräder, davon 2 bremsbar**



**Einfache Bedienung**

## Farben

Rahmen

Polsterung

Blau

Schwarz

## Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

**VERMEIREN** ist immer bestrebt, die beste Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Durch die weiterentwickelten Technologien sind wir in der Lage, Ihnen die modernsten Produkte anzubieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

## Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **139** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.



**Die abklappbaren Armlehnen erleichtern den Transfer.**

## Technische Informationen

■ Gesamtbreite	540 mm
■ Gesamthöhe	950 mm
■ Gesamtlänge	820 mm
■ Sitzhöhe	528 mm
■ Sitzbreite	420 mm
■ Höhe Armlehnen	225 mm

■ Höhe Rücken	390 mm
■ Sitztiefe	420 mm
■ Gewicht	13 kg
■ Maximales Benutzergewicht	120 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

## VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Schweiz

[www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)  
[info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)



**Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**