



# V500 Light

**ONZE LICHTSTE  
STANDAARD ROLSTOEL**



**VERMEIREN**  
we care for you



## Onze lichtste

Lichter dan V500, V500 Light is onze lichtste standaard rolstoel. Of hij nu tijdelijk of permanent wordt gebruikt, hij verbetert het dagelijks leven van de gebruiker en maakt transport en transfers gemakkelijker.

## Configureerbaar

Als onderdeel van de V-series biedt de V500 Light een breed scala aan accessoires en opties om uw V500 Light te creëren en aan te passen.



*Afneembare en in hoogte instelbare armsteunen zonder nood aan extra gereedschappen*

*Wegklapbare en afneembare voetsteunen*

*Vouwbare remhendels voor gemakkelijkere transfers*

*Opvouwbaar voor transport of stockage*



*Instelbare zithoogte (4 posities)*



*Instelbare zitdiepte (42 tot 48 cm)*



*Aanpasbare duwhandvatten en rug*



*Aanpasbare zithoek (0° tot 10°)*



*Armleggers instelbaar in diepte en hoogte*



# V500 Light

## Kleur



## Meer info



## Producten voor u ontworpen

Ons basisprincipe is simpel: uw rolstoel moet aangepast zijn aan u, niet andersom. Daarom zijn onze rolstoelen evolutief en bieden ze een passend antwoord op uw specifieke behoeften.

Alle soorten rolstoelen kunnen worden aangepast, hebben talrijke opties, en kunnen volledig worden gepersonaliseerd. Zo is er een rolstoel voor elke persoon. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

De **V500 Light** voorziet in een breed scala aan accessoires en opties. Raadpleeg ons online bestelformulier voor een volledig overzicht.

## Technische informatie

■ Totale breedte	590 - 620 - 640 - 660 - 680 - 700 mm
■ Totale hoogte	860 - 920 mm
■ Totale lengte	975 - 1035 mm
■ Dichtgevouwen breedte	310 mm
■ Zitbreedte	390 - 420 - 440 - 460 - 480 - 500 mm
■ Hoogte armsteunen	150 - 210 mm

■ Zithoogte	470 - 530 mm
■ Hoogte rug	400 - 420 - 440 - 460 - 480 mm
■ Zitdiepte	420 - 480 mm
■ Gewicht (zonder zitkussen)	15,5 kg
■ Maximum gebruikersgewicht	130 kg
■ Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

## N.V. VERMEIREN nv

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
België

[www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be)  
[info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.