



ECO-plus

ROLLATOR

largeur totale	610 mm
longueur totale	680-795 mm
hauteur totale	845-1020 mm
profondeur siège	360 mm
largeur siège	360 mm
hauteur siège	555-625 mm
poids	7,2 kg
poids utilisateur max.	136 kg
roues	200 x 35 mm
couleurs	gris d'argent - bleu

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg - Sous réserve de modifications techniques



Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

S.A. Vermeiren S.A. - Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout - Belgique

Tél.: +32 (0)3 620 20 20 - Fax: +32 (0)3 666 48 94 - info@vermeiren.be - website: www.vermeiren.be



Pour plus de mobilité