

V300 30°

l e i c h t

B14 - Rückenteilverlängerung
BZ7 - winkelverstellbar und
Längenausgleich



5 Armpolstertiefen



Einstellbare
Sitztiefe

Trommelbremsen
für die
Begleitperson

B90 - Schiebebügel
(Metall)

Steckachsen für
einfache und
schnelle
Entfernung
der Räder

Abklappbare, abnehmbare
und höhenverstellbare
Armlehnen

Abklappbare und
abnehmbare
Fußstützen

Einstellbare Sitztiefe

Einstellbare
Fußplatten

Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.



Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Angaben V300 30°

Gesamtbreite *	Sitzbreite	gefaltet	Rückeneigung	Höhe Armlehnen	Sitzhöhe	Gesamthöhe	Gesamtlänge	Sitztiefe
590	390	310	30°	220 - 240	440/470	850/940	1040	440/460/480
620	420	310	30°	220 - 240	500/530	850/940	1040	500/520
640	440	310	30°	220 - 240		850/940	1040	
660	460	310	30°	220 - 240		850/940	1040	
680	480	310	30°	220 - 240		850/940	1040	
700	500	310	30°	220 - 240		850/940	1040	

Rückenhöhe	max. belastbarkeit	Gewicht	max. Steigung	max. Gefälle	Bodenfreiheit	Wendekreis	Räder vorne	Räder hinten
420	130	17,7	2°	10°	60	1500	200	22" - 24"

*Gesamtbreite mit Trommelbremse + 30 mm

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich



Modell V300 30°

Der V300 30° ist ein Leichtgewicht-Rollstuhl für temporäre oder permanente Verwendung mit einem Maximum an Anpassungsmöglichkeiten:

- 4 Sitzhöhen
- 5 Sitztiefen
- 3 Armlehnenhöhen
- 5 Armpolstertiefen
- 5 Positionen der Sitzkantelung 0° - 10°
- eine umfangreiche Zubehörpalette

Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen, nicht umgekehrt.

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen - und nicht umgekehrt! Daher sind unsere Rollstühle modular. Sie lassen sich individuell anpassen, verfügen über zahlreiche Optionen und unser Zubehör lässt sich untereinander austauschen. Dies ist das Ergebnis unserer zielstrebigsten Entwicklung und von mehr als 60 Jahren Erfahrung.

Ihre Qualitätsgarantie

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.

Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

Tel.: +41 (0) 33 335 14 75
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.