

Normandie

Geriatrische zetel



VERMEIREN
we care for you



Normandie

Gezellig samenzijn in comfort

Normandie is een comfortabele zetel ontworpen door experts die perfect past in een woonkamer of in zorgfaciliteiten. Het moderne design biedt zowel comfort als een passende look voor elk interieur.

Met een inclineerbare rug tot 45° en een automatisch inclineerbare beensteun geeft Normandie comfort doorheen de hele dag. Het sterke metalen frame biedt extra stabiliteit wanneer men rechtstaat of neerzit in de stoel.

Opbergen of transport van een geriatrische stoel is vaak niet makkelijk. Dankzij het transportvriendelijke design en een afneembare rugleuning kan je hem makkelijk transporteren of opbergen indien nodig.



Rugleuning gedemonteerd

Producten voor u ontworpen

VERMEIREN streeft ernaar om steeds de beste oplossing te verstrekken voor uw persoonlijke behoeften. Naarmate de technologie evolueert, evolueren wij mee, en zo kunnen we u de meest up-to-date producten bieden. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

We bieden een breed assortiment van kleuren en opties aan om Normandie aan te passen aan uw specifieke noden, interieur of smaak.



Normandie met serumhouder en tafel



Duwstang

Aanpasbare armleuning

Hendel voor verstelbare rugleuning

Verlaagde armsteun voor transfers

Languedoc

Less is more, en dat geldt ook voor het design van uw stoel.

Een comfortabele stoel hoeft niet uitgebreider te zijn dan nodig is. Zonder extra beensteun combineert Languedoc de beste kenmerken van Normandie terwijl u op kosten bespaart.

Dankzij de smalle achterwielen kan de stoel makkelijk gemanoeuvred worden. Dankzij de inclineerbare rugsteun en aangepaste armsteunen is deze geriatrische zetel aanpasbaar aan elke gebruiker.

Ook beschikbaar in meerdere kleuren.



Normandie - Languedoc

Opties



B12 - Houten tafel

**B22 - abductie blok
(medium of large)**

B52 - Serumhouder

**M - Donor
armsteun**

Kleuren



**GS - Grijz
Artificieel leder**

**BR - Bruin
Artificieel leder**

**37- Blauw
Artificieel leder**

**33 - Lavendel
Artificieel leder**

**ZW - Zwart
Artificieel leder**

Technische informatie

■ Totale breedte	685 mm
■ Totale hoogte	1200 mm
■ Totale lengte	860 mm
■ Zitbreedte	500 mm
■ Hoogte armsteunen	150 - 210 mm
■ Rug inclinatie	13° - 45°

■ Zithoogte	500 mm
■ Hoogte rug	750 mm
■ Zitdiepte	480 mm
■ Gewicht	2,4 kg* - 27,8 kg**
■ Maximum gebruikersgewicht	130 kg
■ Extra informatie	CE

* Languedoc / ** Normandie. Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

N.V. VERMEIREN N.V.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.