



# D200-V

## Leichtgewichtrollstuhl

Der individuell einstellbare Leichtgewicht Rollstuhl D200-V bietet Ihnen eine Vielfalt von Verstellmöglichkeiten und Optionen, wie z.B. höhenverstellbare Beinstützen, Stumpfaulagen, Kippschutz oder Trommelbremsen. Die Rahmenfarbe in königlichem Blau garantiert Ihnen ein glänzendes Auftreten !



**VERMEIREN**  
we care for you

## Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle evolutionär und bieten eine passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Rollstühle können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es für jede Person den passenden Rollstuhl gibt. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.



**Steckachse für einfache und schnelle Entfernung der Räder**



**Beinstützen nach innen und außen abklappbar und abnehmbar**



**Höhenverstellbare Schiebegriffe**



**Armpolster höhen- und tiefeinstellbar**



**Kletterücken anpassbar, Rückenhöhe einstellbar**



**Fußplatten winkelverstellbar**

## Technische Informationen

■ Gesamtbreite*	580/600/620/640/660/680/700/720 mm
■ Gesamthöhe	890 - 1060 mm
■ Gesamtlänge	995 - 1045 mm
■ gefaltet	300 mm
■ Sitzbreite	380/400/420/440/460/480/500/520 mm
■ Höhe Armlehnen	200 - 240 mm

\* Gesamtbreite mit Trommelbremse + 30 mm

■ Sitzhöhe	470 - 500 - 530 mm
■ Höhe Rücken	450 - 510 mm
■ Sitztiefe	395 - 450 mm
■ Gewicht	16,2 kg
■ Maximales Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

## Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **D200-V** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.

## Farben

**C80**

Blaue

## VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Schweiz

[www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)  
[info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)



**Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**