



Inovys II *Evo*

Multifunktions-Rollstuhl



Modernes Design, das sich perfekt ins Interieur integriert.



Vollständig verstellbar, um dem Benutzer maximalen Komfort zu bieten.

- A** **Kopfstütze** verstellbar in der Neigung, Höhe und Tiefe. Mit verstellbaren Seitenstützen ausgestattet.
- B** **Höhenverstellbare Schiebegriffe** Ideal für Ihre Begleitung einstellbar
- C** **Anatomisch geformte Rückenlehne und Sitzfläche.** Rücken verstellbar in der Höhe, Tiefe.
- D** **Armlehnen** sehr komfortable Armlehne, verstellbar in der Breite, in der Höhe und Tiefe.
- E** **Fussstützen** in Länge, Breite, Tiefe und Winkel einstellbar.



Sorgfältig gestaltet

Inovys II Evo bietet dank seiner vorgeformten und verstellbaren Sitz- und Rückenkissen hervorragenden Komfort. Um eine individuelle Einstellung für jeden Nutzer zu gewährleisten sind auch andere Formen und Optionen der Kissen verfügbar.

DER ERSTE RÜCKEN MIT EINSTELLBARER WÖLBUNG!

Einstellbar bis 4 cm auf jeder Seite!



Einstellung gegen aussen

↓

Lösen Sie die obere Schraube ①

↓

Stellen Sie die Wölbung durch anziehen oder lösen der unteren Schraube ein ②

↓

Verriegeln Sie die Position, indem Sie die Schraube oben anziehen ①

Einstellung gegen innen

↓

Lösen Sie die untere Schraube ②

↓

Stellen Sie die Wölbung durch anziehen oder lösen der oberen Schraube ein ①

↓

Verriegeln Sie die Position, indem Sie die Schraube unten anziehen ②





Neigung

Die Druckentlastung ist ein wichtiger Vorteil des Inovy II Evo. Die Neigung schwenkt sanft um den Schwerpunkt des Nutzers, ohne die Haut zu dehnen. Weitere Vorteile sind: eine bessere Durchblutung, weniger Belastung für Gelenke und Muskeln und eine gesündere Wirbelsäule.

Ihre Geschichte, Ihre Ausstattung

Der Stuhl bietet nicht nur die Möglichkeit aktuelle Ausstattungen und Positionen zu variieren. Inovy II Evo kann durch die grosse Auswahl an Zubehör und Optionen optimal an die Bedürfnisse der Benutzer angepasst werden. Um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, können die einzelnen Elemente auch nach der Erstausrüstung gewechselt werden. Ein Stuhl der für und von Ihnen geschaffen wird.

Farbe



C89 – Kupfer



T30 - kleine Hinterrad 16" mit Begleitpersonenbremse



B12A - Tisch



L04 - Seitenpelotten zur Stabilisierung



B74 - Begleitpersonenbremse

Technische Eigenschaften

■ Gesamtbreite	630 - 680 - 730 mm
■ Gesamthöhe	990 - 1060 mm
■ Gesamtlänge	1010 - 1050 mm
■ Sitzbreite	400 - 450 - 500 mm
■ Sitzneigung	0° - 21°
■ Rückenneigung	0° - 54°

■ Sitzhöhe	460 - 530 mm
■ Rückenhöhe	550 - 585 mm
■ Sitztiefe	460 - 520 mm
■ Gewicht	36 kg
■ Max. Benutzergewicht	135 kg
■ Zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**